

# Restek製認証標準物質(CRM) 農薬混合標準液

— Certified Reference Material Pesticide Mix —

残留農薬分析の対象成分を混合した認証標準物質  
技能試験や精度管理に最適！



## 2020年度外部精度管理向け農薬混合標準液 10成分 (各技能試験は裏面を参照してください)

品名	溶媒	濃度	容量	Cat.No.	価格
2020年度外部精度管理向け 農薬混合標準液 10成分 [冷凍] [劇]	アセトニトリル	各100 µg/mL	1 mL	Restek型番 576377	12,000
Isoprothiolane (50512-35-1) Etofenprox (80844-07-1) Fenitrothion (122-14-5) Chlorpyrifos (2921-88-2)	Prothiofos (34643-46-4) Atrazine (1912-24-9) Diazinon (333-41-5)	Phenthoate (2597-03-7) Flutolanil (66332-96-5) Malathion (121-75-5)			

注) [冷凍]は、梱包料として¥1,000をいただきます。

## FAPAS対象農薬混合標準液

品名	溶媒	濃度	容量	Cat.No.	価格
FAPAS Series9 OP Pesticide Mix1 (10成分) [冷蔵] [特毒]	アセトン	各100 µg/mL	1 mL	1021-10153	17,000
Chlorpyrifos (2921-88-2) Chlorpyrifos methyl (5598-13-0) Diazinon (333-41-5) Dichlorvos (DDVP) (62-73-7)	Etrimfos (38260-54-7) Fenitrothion (122-14-5) Malathion (121-75-5)	Methacrifos (62610-77-9) Phosphamidon (13171-21-6) Pirimiphos methyl (29232-93-7)			
FAPAS Series5 OC Pesticide Mix2 (19成分) [冷蔵] [毒・特化]	アセトン	各10-20 µg/mL	1 mL	1021-10154	17,000
Aldrin (309-00-2)10 µg/mL α-BHC (319-84-6)10 µg/mL β-BHC (319-85-7)10 µg/mL γ-BHC (Lindane) (58-89-9)10 µg/mL cis-Chlordane (5103-71-9)10 µg/mL trans-Chlordane (5103-74-2)10 µg/mL	4,4'-DDD (72-54-8)20 µg/mL 4,4'-DDE (72-55-9)20 µg/mL 2,4'-DDT (789-02-6)20 µg/mL 4,4'-DDT (50-29-3)20 µg/mL Dieldrin (60-57-1)20 µg/mL Endosulfan I (959-98-8)10 µg/mL	Endosulfan II (33213-65-9)20 µg/mL Endosulfan sulfate (1031-07-8)20 µg/mL Endrin (72-20-8)20 µg/mL Heptachlor (76-44-8)10 µg/mL Heptachlor epoxide (isomer B) (1024-57-3)10 µg/mL Hexachlorobenzene (118-74-1)10 µg/mL Oxychlordane (27304-13-8)10 µg/mL			

注) FAPAS試験に参加する団体によるRestek製CRM農薬混合標準液の使用は任意です。英国食料環境研究庁(Fera)では、本製品の承認は行なっていません。  
[冷蔵]は、梱包料として¥1,000をいただきます。[特化]は確約書が必要になります。

## 2020年度国内技能試験における対象農薬一覧

	日本電子(株)主催技能試験 産業技術総合研究所計量標準 総合センター(NMIJ)値付け担当	一般財団法人食品薬品安全センター	
		残留農薬検査 I	残留農薬検査 II
イソプロチオラン	○		
エトフェンプロックス	○		
フェントロチオン	○		
クロルピリホス		○	○
プロチオホス		○	
アトラジン			○
ダイアジノン			○
フェントエート			○
フルトラニル			○
マラチオン			○

上記技能試験に関する詳細情報は必ず各主催機関にご確認ください。いずれの試験機関においても Restek製CRM農薬混合標準液の使用を定めるものではなく、使用は任意です。

## トレーサビリティの確保について

製品の製造施設及びQCラボは、ISO 17034及びISO/IEC 17025の認定を取得済です。これらの認定は、国際標準化機構(ISO)によって確立された世界レベルの品質基準を満たしていることを示しています。製品に付属される認証書には、認証値及び不確かさが記載され、国家標準にトレーサブルであることが証明されます。

製造元



Restek Corporation  
https://www.restek.jp

## 認証書(参考)



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636
総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
https://www.gls.co.jp E-mail:info@gls.co.jp



安全に関するご注意  
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2020年5月時点のものです。