

Restek社製

Auraパーソナルエアサンプラー

個人サンプリング法での直接捕集に対応！

Auraパーソナルエアサンプラーは、空气中揮発性有機化合物(VOC)の個人曝露測定用に開発されました。厚生労働省が策定した「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」に準拠しているため、個人サンプリング法の試料採取機器としてお使いいただけます。


品名	価格
Auraパーソナルエアサンプラーキット	240,000
キット内容	
A - 400 ccミニキャニスター*、1/4インチクイックコネクシステム付き(1個)	
B - 1/8インチクイックコネクボディ (1個)	
C - 使い捨て8時間サンプラーライン(10個)	
D - ホルスター(1個)	
E - サンプラーラインクリップ(1個)	
F - ベルト (1個)	
G - クリーンカットチューブカッター(1個)	

* : 内面はSiltek処理済



サンプル吸引口

サンプラーラインの先端が吸引口となります。



消耗品

品名	入数	価格
C - Auraパーソナルエアサンプラー (使い捨て8時間サンプラーライン)	10本	120,000
H-2 μm フリットフィルター付* (Aura パーソナルエアサンプラー用)	1個	12,000
I-2 μm フリット* (Aura パーソナルエアサンプラー用)	10個	50,000

*：サンプラーラインに異物が混入することを防ぐ製品です。



オプション

品名	価格
Aura洗浄用ポンプ	118,000
インジェクションキット	14,000
アナログ式手動圧希釈装置 (型式：MPAD-2160、Cat.No.7520-30560)	1,248,000

注) インジェクションキットはミニキャニスターからシリンジでサンプルを採取する際に便利な製品です。
アナログ式手動圧希釈装置は分析する際に必要な製品です。


Aura洗浄用ポンプ、インジェクションキット、アナログ式手動圧希釈装置の詳細についてはお問い合わせください。



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636
総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@gls.co.jp



安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2021年4月時点のものです。