

Basic HPLC system For your analyses

あなたの分析を支える基本的なHPLCシステム

# 新型HPLCシステム Primaide

## 発売記念キャンペーン

この度、新型HPLCシステム Primaideの発売を記念して**新型クロマトグラフィーデータシステム ChromAssistを特別価格でご提供**するキャンペーンを実施します。

高速液体クロマトグラフ（HPLC）は、医薬、食品、化学、環境など、幅広い分野で活用されており、数ある分析装置の中でも身近な存在となっています。

Primaideは、長期安定運転を前提に設計され、高い操作性と安定性を両立させています。

50年以上にわたるHPLCシステムの開発・製造の経験をもとに設計されたPrimaideを**お客様のPrimeAide**としてぜひ活用ください。


**対象期間：2021年1月5日～2021年12月末日 受注分まで**

**新型クロマトグラフィーデータシステム ChromAssistが特別価格！**

~~¥900,000~~ → **¥300,000**

\* 本キャンペーンはPrimaide LCシステムを同時購入の際、適応になります。

ChromAssist Data Station Ver3.0での制御画面例



ChromAssist Data Station Ver3.0では以下の装置の制御が可能です。


- ・ Primaideシリーズ
- ・ Chromaster (CM) シリーズ
- ・ Chrommaster 5610質量検出器
- ・ LaChromUltra (LCU) シリーズ
- ・ GL-7400シリーズ
- ・ ChromasterUltra Rs (CMU) シリーズ
- ・ LaChrom Elite (LCE) シリーズ

注) Primaideシリーズ、LaChromElite(L2000) シリーズ、GL7400シリーズは混在可能です。

## システム例 -UVシステム (低圧Gr) -

### 内訳

Parts No	Model Name	摘要	価格
8DD-0106	Primaide 1110 ポンプ (低圧グラジエント、 脱気装置、洗浄機構付)	低圧グラジエント、デガッサ、洗浄機構が 組み込まれています。	1,550,000
8DD-0216	Primaide 1210 オートサンプラ	別途、オーガナイザもしくはACアダプタ(63 W)が 必要です。UIパッドは含まれていません。	1,100,000
8DD-0306	Primaide 1310 カラムオープン (電源付き)	25 cmカラム×3本取付可能です。 UIパッドは含まれていません。	494,000
8DD-0416	Primaide 1410 UV検出器	別途、オーガナイザもしくはACアダプタ(150 W)が 必要です。UIパッドは含まれていません。	922,000
8DD-0806	Primaide オーガナイザ	ポンプ、オートサンプラ、 検出器の電源供給、溶媒瓶収納	171,000
8DD-0706	USBインターフェースボード (IFB)	Primaide制御用です。 オーガナイザ以外に搭載可能です。 (ただし、IFBとAIDは同じモジュールには搭載は できません。2ユニット以上必要です。)	190,000
892-0915	ChromAssist Data Station (Ver3.0)	—	900,000
GL9-0670W	デスクトップPC	—	350,000



注) カラム、据付費、プリンタは含まれておりません。各種仕様については問い合わせください。

システム価格例 ~~¥5,677,000~~ → ¥5,077,000



本 社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
https://www.gls.co.jp E-mail:info@glsc.co.jp

東 京 営 業 部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
大 阪 支 店 TEL.06(6220)0500 FAX.06(6220)0601  
横 浜 支 店 TEL.045(985)7900 FAX.045(985)7901  
東 北 営 業 所 TEL.024(534)2191 FAX.024(536)1518  
筑 波 営 業 所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780  
北 関 東 営 業 所 TEL.048(778)5001 FAX.048(778)5005  
千 葉 営 業 所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485  
名 古 屋 営 業 所 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814  
広 島 営 業 所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110  
九 州 営 業 所 TEL.092(738)6633 FAX.092(738)6636

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売店記入欄

本カタログの内容は、2020年11月時点のものです。

AA0955-20201119PDF