

お客様各位

2024年6月28日
ジーエルサイエンス株式会社

Manufacture's Validation Certificate の一部表記修正について

日頃より当社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

このたび、Inertsil ODS-3V と、Inertsil ODS-4V に添付しております Manufacture's Validation Certificate の表記の一部について、測定方法の観点からより適正な表記に修正させていただきます。なお表記の修正のみとなり、製品に対する品質に影響はございません。

今後とも製品の品質向上に努め、ご満足いただける製品を提供できるように努力してまいりますので、引き続き当社製品をご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

- 対象製品：Inertsil ODS-3V シリーズ全製品
Inertsil ODS-4V シリーズ全製品

修正内容

項目	修正後の表記	現行表記
細孔径	Pore Diameter	Median Pore Diameter
金属分析	Metal Impurities	Atomic Emission

*修正箇所

<i>Manufacturer's Validation Certificate</i>		
Inertsil ODS-3V 5 μ m Lot.No.VQ5-		
		Inspected by
Analysis of Silica Gel	Specification	Result
Median Particle Size [μm]	4.9 - 5.4	
Surface Area [m ² /g]	420 - 450	
Median Pore Diameter [Å]	94 - 102	
Pore Volume [mL/g]	1.00 - 1.10	
Atomic Emission [ppm]		
Fe	< 10	
Na	< 10	
Al	< 10	
Ti	< 1	

変更時期

2024年7月製造分より実施

以上