

お客様各位

2024 年 11 月 28 日
ジューエルサイエンス株式会社

MonoSpin S 型 形状変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、MonoSpin S 型のスピncラム形状を変更させていただきます。
なお、製品管理の都合上、切り換え時には旧型と新型の製品が混在して出荷されることがありますが、1箱の中に新旧混在することはありません。
何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －


【対象製品】

- ・ MonoSpin Trypsin HP、ProA、ProG を除く MonoSpin S 型 50 本入り及び 100 本入り全種類
 - ・ MonoSpin トライアルキット 1、2、3 およびカスタムキット 20
- 詳細につきましては下表【Cat. No.一覧表】をご確認ください。

【変更箇所】

- 図 1：キャップを閉め易くするため連結部を折り曲げやすい形状に変更
：遠心分離機使用時に隣のスピncラムと干渉しにくいよう上部入口外径を細く変更
図 2：先端部の外観上の変更

なお同梱される回収用チューブおよび廃液用チューブに変更はありません。

	図 1	図 2
【変更後】		
【変更前】		

【変更時期】

従来品の在庫が無くなり次第、順次切り替わりとなります。

【Cat. No.一覽表】

Cat. No.	製 品 名
5010-21670	MonoSpin C18FF 50/pk
5010-21671	MonoSpin C18FF 100/pk
5010-21696	MonoSpin AG 50/pk
5010-21697	MonoSpin AG 100/pk
5010-21698	MonoSpin Phospholipid 50/pk
5010-21699	MonoSpin Phospholipid 100/pk
5010-21700	MonoSpin C18 50/pk
5010-21701	MonoSpin C18 100/pk
5010-21705	MonoSpin TIO 50/pk
5010-21706	MonoSpin TIO 100/pk
5010-21710	MonoSpin NH2 50/pk
5010-21711	MonoSpin NH2 100/pk
5010-21715	MonoSpin PBA 50/pk
5010-21716	MonoSpin PBA 100/pk
5010-21720	MonoSpin SAX 50/pk
5010-21721	MonoSpin SAX 100/pk
5010-21725	MonoSpin SCX 50/pk
5010-21726	MonoSpin SCX 100/pk
5010-21727	MonoSpin Amide 50/pk
5010-21728	MonoSpin Amide 100/pk
5010-21729	MonoSpin CBA 50/pk
5010-21730	MonoSpin CBA 100/pk
5010-21731	MonoSpin C18-CX 50/pk
5010-21732	MonoSpin C18-CX 100/pk
5010-21733	MonoSpin Ph 50/pk
5010-21734	MonoSpin Ph 100/pk
5010-21735	MonoSpin C18-AX 50/pk
5010-21736	MonoSpin C18-AX 100/pk
5010-21737	MonoSpin ME 50/pk
5010-21738	MonoSpin ME 100/pk
5010-01001	MonoSpin Custom Kit 20
5010-21740	MonoSpin Trial Kit1 10x4pk (C18, TiO, SCX, SAX)
5010-21741	MonoSpin Trial Kit2 10x4pk (C18, Amide, CBA, NH2)
5010-21742	MonoSpin Trial Kit3 10x4pk (SCX, SAX, CBA, NH2)

以上