


【Inertsil ODS-4V 誤表記内容】

充填剤試験の溶離液条件 (Eluent)、および注入量 (Sample Size) の誤表記

項目	正しい表記	誤った表記
Data 2 の Eluent	CH ₃ CN/0.1%H ₃ PO ₄ = 25/75	CH ₃ OH/0.1%H ₃ PO ₄ = 25/75
Data 3 の Eluent	CH ₃ OH/20mM Phosphate buffer =10/90	CH ₃ OH/20mM Phspatae buffer =10/90
Data 1 の Sample Size	4 μ L	5 μ L
Data 2 の Sample Size	1 μ L	3 μ L
Data 3 の Sample Size	1 μ L	2 μ L
Data 4 の Sample Size	1 μ L	2 μ L

Manufacturer's Validation Certificate の充填剤 Lot.No.記載箇所と誤表記箇所



以上