

2025 年 6 月 20 日

お客様各位

ジーエルサイエンス株式会社

AnalytiChem 社製 DigiTUBE 15mL 容量証明書の
記載内容に関するご案内とお詫び

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、日頃より弊社取扱商品をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。

このたび、AnalytiChem Canada 社製「DigiTUBE 15 mL (RackLock および NonRackLock)」の一部製品に対して発行された容量証明書に誤った記載があったことが判明いたしました。該当の成績書には、5 mL および 10 mL の容量線が Class A 規格に適合しているとの記載がございましたが、これは誤りであり、Class A 規格に適合しているのは従来より 15 mL の容量線のみです。

対象製品およびロット番号は以下の通りです。

【対象製品】

品名：DigiTUBE 15mL NonRackLock 、 RackLock

型式：010-515-261、010-515-361、010-515-262、010-515-263、

010-515-363、010-515-264 の中で LotNo の末尾が 0004 若しくは 0193 の製品

現在、メーカーにて対象製品の容量証明書の内容は訂正されており、15 mL のみが Class A 規格に適合している旨が正しく記載された最新版が発行されております。

本件に関するご不明点やご質問等がございましたら、弊社担当営業までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

今後このような事態が再発しないよう、メーカーと連携の上、再発防止に努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具