

お客様各位

2025 年 10 月吉日

ジーエルサイエンス株式会社

DigiTUBE 50mL 製品の仕様変更のご案内

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、皆様にご愛用いただいております DigiTUBE 製品につきまして、Analitychem Canada 社より、仕様変更について以下の通り連絡がありましたので、ご案内させていただきます。

なお、この変更に伴う、性能への影響はありません。

敬具

記

【対象製品】



DigiTUBEs RackLock 50mL 製品

【変更箇所】



- ・金型線の位置
- ・ラックロックの長さ

【外観】

金型線の位置

新仕様	旧仕様
金型線と 40mL 目盛の間隔は約 3mm 	金型線と 40mL 目盛の間隔は約 1mm 

ラックロックの長さ

全体	ラックロック部
 <p>新</p> <p>旧</p>	<p>ラックロックの長さ</p> <p>新：約 24mm 旧：約 27mm</p>  <p>新</p> <p>旧</p>

以上