

2023年7月吉日

お客様各位

ジーエルサイエンス株式会社

固相抽出送液装置アクアローダー部品材質変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社で製造販売しております固相抽出送液装置アクアローダーにおきまして、仕様変更させて頂く事となりましたのでご案内致します。何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

【対象製品】：固相抽出送液装置アクアローダーAL898 及び
アクアローダーAL798～AL898 保守部品
別紙の「対象製品リスト」をご参照ください。

【仕様変更内容】：PCTFE 素材の部品より PEEK 素材の部品へ変更
価格、性能に変更はありません。

【変更時期】：2023年7月出荷分より

以上

別紙

ジーエルサイエンス株式会社

対象製品リスト

Cat. No.	製品名
6030-89802	アクアローダーAL898P 送液ユニット
6030-89803	アクアローダーAL898P(T)送液ユニット TWIN
6030-89804	アクアローダーAL898U 送液ユニット (コントローラー一体型)
6030-89805	アクアローダーAL898U(T)送液ユニット TWIN (コントローラー一体型)
6030-89831	チェックバルブ ASSY AL898 用
6030-89846	Twin 変換キット AL898 用
6030-79810	固相カートリッジ脱水キット Single 用 AL898 / SPL798 用
6030-79815	固相カートリッジ脱水キット Twin 用 AL898 / SPL798 用