

お客様各位

2021年7月2日
ジーエルサイエンス株式会社

HPLC カラムの Column Performance Report 記載内容変更に関するご案内

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、HPLC・LC/MS 用充填カラムの出荷検査用 HPLC 装置の更新に伴い、これらの製品に添付している Column Performance Report（以下、レポート）の記載の理論段数規格値を下記の通りに変更いたします。

今回の変更はレポートに記載している内容のみであり、品質および性能に影響はございません。

今後も製品の品質向上、新製品開発に努め、お客様にご満足いただける製品をお届けしてまいります。ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【理論段数規格値の変更】

新規格値： 旧規格値マイナス 2,000 以上の理論段数
(ただし、1,000 未満になる製品は 1,000 以上)

例 1) 5020-03946 Inertsil ODS-4 5 μ m 4.6×250 mm の場合
旧規格値 25,000 以上 ⇒ 新規格値 23,000 以上

例 2) 5020-03941 Inertsil ODS-4 5 μ m 4.6×30 mm の場合
旧規格値 1,500 以上 ⇒ 新規格値 1,000 以上

対象製品： 粒子径 3 μ m 以上の当社製 HPLC・LC/MS 用充填カラム
(※ InertSustain AX-C18 は除く)

※2.4 μ m 以下の製品につきましては 2021 年 4 月 1 日より上記内容の変更を実施しております。

変更の判別： 上記変更後に作成したレポートは最終行に『Rev2.0』の記載が入ります。

Inspected by KIMURA 2021/04/28 13:47:32
Product manager NANBA Rev2.0

変更開始日： 2021年10月01日製造分より順次変更 (S/N=21J0260000～)

※ 本件に関してご不明な点がございましたら、最寄りの営業所またはカスタマーサポートセンター (04-2934-1100 土・日・祝除く 9:00~17:00) までお問い合わせください。