

2019年4月受注分より、ジーエルサイエンス製HPLC,LC/MSカラムのジョイント形式が全てパーカー型(UPタイプ)に統一されます。
 変更内容とカラムの種類については以下をご参照ください。

<カラム種類とジョイント形式変更内容>

ガードカラム

カラムの種類	粒子径	旧ジョイント形式	新ジョイント形式
InertSustain C18、InertSustain C8、InertSustain Phenyl、 Inertsil ODS-4、Inertsil ODS-3、Inertsil C8-4、Inertsil C8-3 Inertsil Ph-3	2 μm	ウォーターズ型 (Wタイプ)	パーカー型 (UPタイプ)
InertSustainSwift C18、InertSustainSwift C8	3 μm、5 μm		
InertSustainシリーズ Inertsilシリーズ、 Titansphere	3 μm HP、 3 μm、5 μm、10 μm		
InertSphere Sugar-1、InertSphere Sugar-2、 InertSphere FA-1	5 μm、9 μm		
GL-Pack (GL-Pack Nucleosilなど)	-		
InertSustain AQ-C18	1.9 μm	パーカー型 (UPタイプ)	
InertSustainSwift C18、InertSustainSwift C8	1.9 μm、3 μm HP		
UHPLC PEEK、PEEKカラム	3 μm、5 μm、10 μm		
InertCore C18	2.4 μm		
SYPRON AX-1、SYPRON AX-2	5 μm		
Monoシリーズ	—		
キャピラリーEX カラム	3 μm、5 μm		
キャピラリーEX Nano カラム	3 μm、5 μm		

ガードカラム

ガードカラム	旧ジョイント形式	新ジョイント形式
ガードカラム for UHPLC	パーカー型 (UPタイプ)	パーカー型 (UPタイプ)
カートリッジガードカラムE	ウォーターズ型 (Wタイプ)	
カートリッジガードカラムEi		
GLカート、プレクリーンORG		
PREPガードカートリッジ		
充填ガードカラム		
充填ミニガードカラム		
キャピラリーマイクロガード		
分取ガードカラム		

2019年4月受注分より、ジーエルサイエンス製HPLC,LC/MSカラムのジョイント形式が全てパーカー型（UPタイプ）に統一されます。
カラムの種類と変更内容については以下をご参照ください。

対象品リスト

< InertSustain® シリーズ >

- InertSustain C18
- InertSustainSwift C18
- InertSustain AQ-C18
- InertSustainBio C18
- InertSustain C8
- InertSustainSwift C8
- InertSustain Cyano
- InertSustain PFP
- InertSustain Phenylhexyl
- InertSustain Phenyl
- InertSustain Amide
- InertSustain NH2

< Inertsil® シリーズ >

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| • Inertsil ODS-HL | • Inertsil Ph-3 | • Inertsil AX |
| • Inertsil ODS-4 | • Inertsil Ph | • Inertsil CX |
| • Inertsil ODS-4V | • Inertsil WP300 C18 | • Inertsil AS |
| • Inertsil ODS-3 | • Inertsil WP300 C8 | • Inertsil Peptides C18 |
| • Inertsil ODS-3V | • Inertsil WP300 C4 | • Inertsil Sulfa C18 |
| • Inertsil ODS-2 | • Inertsil SIL-100A | • Inertsil Acrolein C18 |
| • Inertsil ODS | • Inertsil SIL-150A | • Inertsil TMS |
| • Inertsil ODS-80A | • Inertsil WP300SIL | |
| • Inertsil ODS-SP | • Inertsil HILIC | |
| • Inertsil ODS-P | • Inertsil NH2 | |
| • Inertsil ODS-EP | • Inertsil Amide | |
| • Inertsil C8-4 | • Inertsil CN-3 | |
| • Inertsil C8-3 | • Inertsil Diol | |
| • Inertsil C8 | • Inertsil WP300 Diol | |

< InertSphere® シリーズ >

- InertSphere FA-1
- InertSphere Sugar-1
- InertSphere Sugar-2

< SYPRON® シリーズ >

- SYPRON AX-1
- SYPRON AX-2

< その他カラム >

- InertCore C18
- MonoTower C18
- MonoSelect for HTS C18
- MonoCapシリーズ
- SFC対応カラム

分析カラム
分取カラム
キャピラリーカラム
ガードカラム
全てのサイズにおいて適用されます。