

# 電動ピペットキャンペーン

**MPAシリーズ  
充電ハンガープレゼントキャンペーン**

**MPBシリーズ  
マニュアル下取りキャンペーン**



# シングルチャンネル電動ピペット MPAシリーズ 充電ハンガープレゼントキャンペーン

期間～2019年9月30日まで

期間内に電動ピペットMPAシリーズをご購入で

**充電ハンガーをプレゼント**



注)右図は使用イメージです。



## 充電ハンガープレゼントキャンペーンの申込方法

ホームページの専用フォームよりお申し込みください。

[https://www.gls.co.jp/topics/campaign/mpa\\_mpb\\_2019/mpa\\_campaign2019.html](https://www.gls.co.jp/topics/campaign/mpa_mpb_2019/mpa_campaign2019.html)



QRコードからも申込可能

## 対象製品

型 式	容量範囲	Cat.No.	価格
MPA-10	0.3～10 $\mu$ L	3001-18800	38,000
MPA-20	0.3～20 $\mu$ L	3001-18801	38,000
MPA-200	3～200 $\mu$ L	3001-18802	38,000
MPA-1200	15～1200 $\mu$ L	3001-18803	38,000
MPA-10000	0.1～10.0 mL	3001-18804	38,000

# マルチチャンネル電動ピペット MPBシリーズ マニュアル下取りキャンペーン

期間～2019年9月30日まで

マニュアルピペットを下取りに出していただくと  
マルチチャンネル電動ピペットMPBシリーズが

**30%OFF**

120,000円

なんと!

**84,000円**



## 下取りキャンペーンの申込方法

下取りのマニュアルピペットは、以下へお送りいただくか、  
弊社営業員にお渡しください。

〒163-1130  
東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー30F  
ジーエルサイエンス株式会社  
営業企画部 販売促進課宛  
TEL:03-5323-6617

注)下取りするピペットのメーカーは問いません。


## 対象製品

型式	容量範囲	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
MPB-200-8	3.0～200 µL	3001-18806	120,000	84,000
MPB-1200-8	15～1200 µL	3001-18805	120,000	84,000

# 関連製品：プレートシール、プレート

## プレートシール

### GLプレートシール EvapoLess Slit



拡大図

#### 特長

- ・セルフクロー징ング  
(打ち抜いてもシールが元に戻り溶媒の揮発を防止)
- ・ウェル上部はコンタミ防止のため、粘着剤フリー
- ・-80~100℃で使用可能

### GLプレートシール Sealing Sticker



拡大図

#### 特長

- ・有機溶媒耐性があり、高い気密性を誇る  
(DMSO、アセトニトリル、メタノールなど)
- ・剥がしやすく、糊残りが少ないため、連続打ち抜きが可能
- ・-80℃で保存可能なため、試料保存用として使用可能

品名	材質	入数(枚)	Cat.No.	価格
GLプレートシール EvapoLess Slit	PET、シリコン	100	5010-21950	38,000
GLプレートシール Sealing Sticker	ポリオレフィン	100	5010-21951	20,000

## プレート



#### 特長

- ・プレート寸法はSBS規格に準拠しており、分注機の自動操作にも対応可能
- ・V底のウェル形状により、サンプルロスが低減
- ・ポリプロピレン製で、耐熱・耐寒性・耐溶媒性に優れている
- ・超親水性表面処理により、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を抑制できる  
LBタイプもラインアップ

品名	材質	ウェル容量	型番	入数(枚)	Cat.No.	価格
MSプレート	ポリプロピレン	2.00 mL	SMST-0201	50	6045-00201	60,000
MSプレート <LBタイプ>	ポリプロピレン (親水性ポリマー)	2.00 mL	SMST-0801-LB	15	6045-00203	45,000



東京営業部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
 大阪支店 TEL.06(6220)0500 FAX.06(6220)0601  
 横浜支店 TEL.045(985)7900 FAX.045(985)7901  
 東北営業所 TEL.024(534)2191 FAX.024(536)1518  
 筑波営業所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780  
 北関東営業所 TEL.048(778)5001 FAX.048(778)5005  
 千葉営業所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485  
 名古屋営業所 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814  
 広島営業所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110  
 九州営業所 TEL.092(738)6633 FAX.092(738)6636

総合技術センター TEL.04(2934)2121 FAX.04(2934)2128  
 カスタマーサポートセンター TEL.04(2934)1100 FAX.04(2934)3361  
 福島工場 TEL.024(533)2244 FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意  
 ご使用前には必ず「取扱説明書」を  
 よくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2019年7月時点のものです。

AA955-20190701PDF