

マルチチャンネル電動ピペット MPBシリーズ

30%OFF キャンペーン

キャンペーン期間：～2019年3月22日（金）

120,000円 ➡ **なんと！84,000円**



MPBシリーズは、96ウェルプレートへの連続分注などを可能にする8chタイプの電動ピペットです。

●特長

- MPAシリーズの優れた操作性を踏襲。
- 連続分注、希釈、ミキシングなどの機能を搭載。
- 2種類で3μL～1200μLまでをカバー。

●仕様

型 式		MPB-200-8			MPB-1200-8		
容量設定範囲		3.0～200 μL			15～1200 μL		
最小可変単位		0.1 μL			1 μL		
最大分注回数(連続分注)		3 μL × 66回			15 μL × 80回		
性 能	容 量	10 μL	100 μL	200 μL	100 μL	600 μL	1200 μL
	正確さ	± 5.0%	± 2.4%	± 1.2%	± 5.0%	± 2.0%	± 1.0%
	再現性(CV)	2.0%	0.6%	0.3%	1.2%	0.6%	0.3%
動作モード		標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)					
プログラムメモリ		9種類					
吸引・排出スピード		5段階調整(出荷時設定は3)					
ピペット駆動方式		ステッピングモータ					
省エネルギー設定		無操作状態で10分後に自動電源オフ					
最大分注回数 (フル充電にて)		約800回*					
充電時間		約5時間 / 100%チャージ					
ACアダプタ		入力: AC100V 50/60 Hz(電源プラグ: 選択可能) 出力: DC5V / 1A(標準付属品、充電用、充電中も使用可能)					
オートクレーブ処理		不可					
電 池		リチウムイオン電池 3.7V / 920mAh					
全 長		約290mm					
重 さ(電池含む)		約290g			約280g		

*: 標準モード、吸引・排出スピード最速設定時

型 式	容量範囲	Cat.No.	価 格	キャンペーン価格
MPB-200-8	3.0～200 μL	3001-18806	120,000	84,000
MPB-1200-8	15～1200 μL	3001-18805	120,000	84,000

シングルチャンネル電動ピペット

MPAシリーズ

ガラスチップ +1 プレゼントキャンペーン



キャンペーン期間：～2019年3月22日（金）

期間内にMPA-200、MPA-1200、MPA-10000のガラスチップセットをご購入で
さらにガラスチップ もう1セットをプレゼントいたします。

ホームページの専用フォームよりお申し込みください。

https://www.gls.co.jp/topics/campaign/mpa_mpb/mpa_campaign2018.html



QRコードからも申込可能

電動ピペット MPAシリーズ



MPA-200GS/MPA-1200GS/MPA-10000GS

ガラスチップセット

MPA-200/MPA-1200用



MPA-10000用

注) ガラスチップ10本・適合アダプタ2本で1セットです。

対象製品

型式	容量範囲	Cat.No.	価格
MPA-200GS	3.0～200 μ L	3001-18812	41,500
MPA-1200GS	15～1200 μ L	3001-18813	41,500
MPA-10000GS	0.1～10 mL	3001-18814	42,000

注) プレゼントのガラスチップの発送は、MPAと別になる場合があります。あらかじめご了承ください。




東京営業部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
大阪支店 TEL.06(6220)0500 FAX.06(6220)0601
横浜支店 TEL.045(985)7900 FAX.045(985)7901
東北営業所 TEL.024(534)2191 FAX.024(536)1518
筑波営業所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780
北関東営業所 TEL.048(778)5001 FAX.048(778)5005
千葉営業所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485
名古屋営業所 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814
広島営業所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110
九州営業所 TEL.092(738)6633 FAX.092(738)6636

総合技術センター TEL.04(2934)2121 FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター TEL.04(2934)1100 FAX.04(2934)3361
福島工場 TEL.024(533)2244 FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2018年12月時点のものです。

20181204PP15T