




製品フォーマット

96 ウェルプレート

容器容量：① 1.2 mL ② 800 μ L
容器材質：ハウジング／PP 製、フリット／PE 製



※InertSep HLB,MAX,MCX,WAX,WCXシリーズの96ウェルプレートは、②の形です。
その他は、①の形になります。




シリンジバレル (原寸大サイズ)


容器容量：1、3、6、12、20、60、150 mL
容器材質：ハウジング／PP 製、フリット／PE 製

ルアーデバイス


容器寸法：Slim : 8.8 ϕ 、長さ 32 mm、21 mm
Slim-J : 8.8 ϕ 、長さ 51 mm、31 mm
mini : 12.7 ϕ 、長さ 12 mm
容器材質：ハウジング／PP 製、フリット／PE 製



Slim




Slim-J



mini


ラージサイズカートリッジ (LSC)

容器容量：10 mL (充填部分直径：6 mm or 9 mm)
容器材質：ハウジング／PP 製、フリット／PE 製



スピнкаラム


容器容量：1 mL
容器材質：ハウジング／PP 製



遠沈管


チップ

容器容量：10 μ L、200 μ L
容器材質：ハウジング／PP 製



ディスク

容器寸法：ディスク径 25 mm 形状：ディスク径 47 mm、90 mm
容器材質：ハウジング／PP 製 材質：ハウジング／PTFE 繊維



EZ Cartridge



エムポアディスク