

National、Chromacol

旧タイプバイアル在庫一掃キャンペーン



70% OFF

キャンペーン期間

7月10日(水)～8月30日(金)まで

対象製品

旧タイプ(National、Chromacol)の
オートサンプラーバイアル

在庫がなくなり次第終了となります。

最新の在庫情報はQRコードからご確認ください。




在庫情報

キャンペーン対象製品一覧

※掲載の在庫数は7/23時点のものです。

2.0 mL フルアッセンブリースクリューバイアルセット (9-425, AVCSキャップとバイアルの組み合わせ)

バイアル規格：12×32 mm セプタムサイズ：9 mm
 バイアル口径：6 mm キャップ穴サイズ：6 mm
 バイアル材質：ガラス キャップ材質：ポリプロピレン
 セプタム厚さ：1 mm キャップカラー：青



1030-45722

容量	バイアル	セプタム	メーカーP/N.	入数(個)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
2.0 mL	透明	PTFE _{クリーム} /ゴム _{オレンジ}	C5000-180	100	1030-45702	9,800	2,940	0
	透明	PTFE _赤 /シリコン _白 /PTFE _赤	C5000-186	100	1030-45722	13,000	3,900	5

2.0 mL スクリューバイアルセット (9-425, AVCSキャップとバイアルのセット)

バイアル規格：12×32 mm セプタムサイズ：9 mm
 バイアル口径：6 mm キャップ穴サイズ：6 mm
 バイアル材質：ガラス キャップ材質：ポリプロピレン
 セプタム厚さ：1 mm キャップカラー：青



1030-41616

容量	バイアル	セプタム	メーカーP/N.	入数(個)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
2.0 mL	褐色(ラベル付)	PTFE _{透明} /ゴム _赤	2-SVW(A)8-CPK	100	1030-41616	10,300	3,090	3

2.0 mL スクリューバイアル (9-425)

バイアル規格：12×32 mm
 バイアル口径：6 mm



1030-46610

1030-46611

容量	バイアル	材質	メーカーP/N.	入数(個)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
1.5 mL	透明(濃縮用)	ガラス	C4000-9	100	1030-46610	29,200	8,760	2
	透明(濃縮用)	不活性ガラス	C4000-S9	100	1030-46611	34,100	10,230	4

セプタム付きAVCSスクリューキャップ (9-425)

セプタムサイズ：9 mm
 キャップ穴サイズ：6 mm
 キャップ材質：ポリプロピレン



1030-45262

セプタム	厚さ	キャップ	メーカーP/N.	入数(個)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
		赤	C5000-53R	100	1030-45262	7,900	2,370	5

2.0 mL スクリューバイアル(10-425)

バイアル規格：12×32 mm
 バイアル口径：6 mm



1030-50001

1030-50002

容量	バイアル	メーカーP/N.	入数(本)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
2.0 mL	透明(ラベル付)	C4010-1W	100	1030-50001	4,600	1,380	1
	褐色	C4010-2	100	1030-50002	4,700	1,410	10

※PTFE/シリコン付きスクリューキャップが使用可能です。(白キャップ：1030-27254、6,300円 黒キャップ：1030-51521、6,600円)

セプタム (10-425用)

セプタムサイズ：10 mm



セプタム	厚さ	メーカーP/N.	入数(枚)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
PTFE _青 /シリコン _白 -スリット入	1.5mm	C4010-55	100	1030-50121	6,600	1,980	11

2.0 mL スクリューバイアル(8-425)

バイアル規格：12×32 mm
バイアル口径：5 mm



容量	バイアル	メーカーP/N.	入数(本)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
2.0 mL	透明(高品質ガラス)	2-SVG	500	1030-41209	40,000	12,000	1

※ガラスの表面活性を最小限に抑えたバイアルです。セプタム付きキャップは、1030-51202(PTFE/シリコン、4,800円/100個)などが使用可能です。

インサート (8-425などの内径5mmバイアル用)



容量	材質	サイズ	メーカーP/N.	入数(本)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
0.2 mL	ガラス	5 x 30 mm	02-MTV	1000	1030-41401	49,000	14,700	1

4 mL スクリューバイアル(13-425)

バイアル規格：15×46 mm
バイアル口径：8 mm



容量	バイアル	メーカーP/N.	入数(本)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
4.0mL	褐色(ラベル付)	4-SV(A)	250	1030-41205	16,800	5,040	2

セプタム付スクリューキャップ (13-425)

セプタムサイズ：13 mm
キャップ穴サイズ：8 mm
キャップ材質：ポリプロピレン



1030-42471

1030-46543

セプタム	厚さ	キャップ	メーカーP/N.	入数(個)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
PTFE赤/シリコン白	2.0 mm	黒	12-SC-ST2	500	1030-42471	68,000	20,400	2
PTFE青/シリコン白-スリット入	1.5 mm	白	C4015-55W	100	1030-46543	9,300	2,790	2

クリンプバイアル(ND11)

バイアル規格：12×32 mm
バイアル口径：6 mm



1030-41308

1030-41302

1030-46820

1030-46022

1030-46019

1030-46624

容量	バイアル	メーカーP/N.	入数(本)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
0.7 mL	褐色	07-CPV(A)	500	1030-41308	59,000	17,700	1
2.0 mL	褐色(ラベル付)	2-CV(A)	500	1030-41302	16,800	5,040	2
	透明	C4011-1	100×20	1030-46820	54,600	16,380	17
	褐色(ラベル付)	C4011-1W	100×10	1030-46801	33,800	10,140	2
	褐色(ラベル付)	C4011-2W	100	1030-46019	4,100	1,230	4
			100×10	1030-46802	35,000	10,500	9
	褐色(ラベル付) 不活性ガラス	C4011-S2W	100	1030-46624	8,700	2,610	5

※SureSTARTのキャップでも使用可能です。

クリンプバイアルセット (キャップとバイアルのセット)

バイアル規格：12×32 mm
バイアル口径：6 mm
バイアル材質：ガラス
セプタム厚さ：1 mm
セプタムサイズ：11 mm
キャップ穴サイズ：5.5 mm
キャップ材質：アルミニウム
キャップカラー：銀



容量	バイアル	セプタム	メーカーP/N.	入数(個)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格(税抜)	在庫数
2.0 mL	透明	PTFE透明/ゴム赤	-	100	1030-46040	4,800	1,440	3
			-	100×20	1030-46043	77,000	23,100	1

スナップバイアル(ND11)

バイアル規格：12×32 mm
バイアル口径：6 mm



容量	バイアル	メーカーP/N.	入数(本)	Cat.No.	価格	キャンペーン 価格(税抜)	在庫数
2.0 mL	透明(ラベル付)	C4011-5W	100	1030-46232	4,100	1,230	17
			100×20	1030-46824	73,000	21,900	3
	褐色(ラベル付)	C4011-6W	100	1030-46233	4,600	1,380	37
	褐色(ラベル付) 不活性ガラス	C4011-S6W	100	1030-46634	9,700	2,910	35

※SureSTARTのキャップが使用可能です。

ヘッドスペーススクリュースクリューバイアル(ND18)

バイアル口径：20 mm



容量	バイアル	形状	サイズ	メーカー P/N.	入数 (本)	Cat.No.	価格	キャンペーン 価格(税抜)	在庫数
10 mL	透明	ラウンドボトム	22.5 x 46 mm	10-HSV	125	1030-41461	13,300	3,990	7

※SureSTARTのキャップでも使用可能です。

セプタム付スクリュースクリューキャップ (ND18)

セプタムサイズ：18 mm
キャップ素材：スチール



セプタム	キャップ	メーカーP/N.	入数 (個)	Cat.No.	価格	キャンペーン 価格(税抜)	在庫数
PTFE/シリコン (300℃)	銀 (マグネティック)	18-MS-C-ST3HT	125	1030-42458	19,600	5,880	3

※SureSTARTのバイアル (1030-80236, 11,200円など) が使用可能です。

ヘッドスペースバイアル(ND20)

バイアル口径：20 mm
バイアルネック：ベベル



容量	バイアル	形状	サイズ	メーカー P/N.	入数 (本)	Cat.No.	価格	キャンペーン 価格(税抜)	在庫数
10 mL	透明	ラウンドボトム	22.5 x 46 mm	10-CV	250	1030-41502	23,000	6,900	2
20 mL		フラットボトム	23 x 75 mm	C4020-20	100	1030-46026	6,900	2,070	39

※SureSTARTのキャップでも使用可能です。



ジエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。