



公益社団法人におい・かおり環境協会 器材推奨マーク新規取得

嗅覚試験用バッグ特別価格キャンペーン



嗅覚試験用 **におい袋** が

50%
OFF



嗅覚試験用 **サンプリングバッグ** が

30%
OFF

キャンペーン期間

2024年 **9月2日**(月) ~ **11月29日**(金) ご注文分まで

◆ におい袋

仕様

- ・ ポリエステルフィルム製
- ・ フィルム厚さ：16 μm
- ・ 取入、取出口材質：硬質ガラス



推奨番号：JAOE-N-006

品名	規格	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
におい袋 3 L No.なし	-	100枚	3008-31000	26,300	13,150
におい袋 3 L No.入り	No.1、No.2、No.3	各100枚	3008-31003	75,600	37,800
におい袋 6 L No.なし	-	10枚	3008-31006	15,800	7,900
におい袋 10 L No.なし	-	10枚	3008-31010	20,000	10,000

注) 公益社団法人におい・かおり環境協会 推奨マーク取得製品

◆ サンプリングバッグ

悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないポリエステルフィルムを使用したサンプリングバッグです。スリーブ取り付け位置はバッグ中央部で、ポリプロピレン製のφ8スリーブを採用しており、無臭シリコンのキャップが付属します。



推奨番号：JAOC-S-007

● SMART BAG PEs

仕様

- ・ ポリエステルフィルム製
- ・ 耐熱温度：120℃
- ・ 揮発性有機化合物に対する耐透過性
- ・ フィルム厚さ：38μm
- ・ PP製φ8スリーブ（シリコンキャップ付き）

品名	容量	サイズ	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
SMART BAG PEs FF8-1	1 L	200 mm x 200 mm	3008-60501	1,600	1,120
SMART BAG PEs FF8-2	2 L	220 mm x 250 mm	3008-60502	1,800	1,260
SMART BAG PEs FF8-3	3 L	300 mm x 250 mm	3008-60503	1,900	1,330
SMART BAG PEs FF8-5	5 L	330 mm x 330 mm	3008-60505	2,100	1,470
SMART BAG PEs FF8-10	10 L	350 mm x 500 mm	3008-60510	2,600	1,820
SMART BAG PEs FF8-20	20 L	500 mm x 500 mm	3008-60520	3,400	2,380

注) 公益社団法人におい・かおり環境協会 推奨マーク取得製品(FF8-10)

● SMART BAG AL-PEs

アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。

仕様

- ・ アルミ蒸着ポリエステルフィルム製
- ・ 耐熱温度：120℃
- ・ 揮発性有機化合物に対する耐透過性
- ・ フィルム厚さ：25μm
- ・ PP製φ8スリーブ（シリコンキャップ付き）
- ・ 遮光性

品名	容量	サイズ	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
SMART BAG AL-PEs FF8-1	1 L	200 mm x 200 mm	3008-61801	1,600	1,120
SMART BAG AL-PEs FF8-2	2 L	220 mm x 250 mm	3008-61802	1,800	1,260
SMART BAG AL-PEs FF8-3	3 L	300 mm x 250 mm	3008-61803	1,900	1,330
SMART BAG AL-PEs FF8-5	5 L	330 mm x 330 mm	3008-61805	2,100	1,470
SMART BAG AL-PEs FF8-10	10 L	350 mm x 500 mm	3008-61810	2,600	1,820



ジエールサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。