

大学・教育機関のお客様限定

アカデミックキャンペーン

2024年11月1日(金) ~ 2025年2月28日(金)



HPLC,LC/MSカラム
InertSustain、Inertsilシリーズを

40%OFFでご提供いたします。




MonoSpinシリーズを

30%OFFでご提供いたします。

抗体精製のカラムもキャンペーン対象です！

InertSustain、Inertsilシリーズ


InertSustain、Inertsilシリーズの分布モデル



NEW! IM Column


IM Columnは、当社独自の金属表面処理技術“InertMask”をステンレスカラム管に施した製品で、カラム管由来の金属配位性吸着を防止し、高感度かつ優れたピーク形状を実現します。

IM Columnのカラム管内壁イメージ




金属配位性吸着を抑制 (高感度・優れたピーク形状を実現)

IM Column



ステンレスカラム



品名

IM Column/InertSustain C18 3 μm 2.1x150mm

Cat. No.

5020-32005

通常価格


103,000円

キャンペーン価格

61,800円

注) 他のシリーズやサイズもキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。

その他のInertSustain、Inertsilの詳細については、弊社ホームページをご参照いただくか、下記QRコードよりカタログをご確認ください。また、弊社ホームページにLCアプリケーションを多数掲載しています。



HPLCカラム総合カタログ



IM Columnカタログ



LCアプリケーション




LCテクニカルノート

MonoSpinシリーズ

MonoSpinとは？

スピントタイプの固相抽出カラムで、微量サンプルの精製濃縮を簡単な遠心処理で行います。

ハンドリングを含めた処理時間は10分以内です。




遠心操作による処理

MonoSpinの特長

MonoSpinは、均一な連続孔を持つシリカモノリスを用いた前処理用スピнкаラムです。

遠心操作により、生体試料などの微量サンプルを効果的に前処理します。



MonoSpin

シリカモノリス

特長

- ・遠心処理による簡単な操作
- ・高い通液性により高速処理が可能
- ・100 μ L以下の溶出量でも優れた再現性 (S型)

品名	Cat. No.	通常価格
MonoSpin C18 50本入	5010-21700	29,700円

➡ **キャンペーン価格 20,790円**

注) 他の製品もキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。

MonoSpin Proの特長

MonoSpin ProA, ProG, ProLは、抗体精製用の前処理カラムです。



特長

- ・抗体精製が10分以内で完了
- ・高回収率かつ濃縮が可能
- ・3種類の抗体精製用アフィニティリガンドを用意 (Protein A、Protein G、Protein L)

品名	Cat. No.	通常価格
MonoSpin ProA [冷蔵] 10本入	7510-11310	21,000円

➡ **キャンペーン価格 14,700円**

注) 他の製品もキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。

その他のMonoSpinシリーズの詳細については、弊社ホームページをご参照いただくか、下記QRコードよりカタログをご確認ください。



MonoSpinカタログ



MonoSpin Proシリーズカタログ



アプリケーション



MonoSpin使用方法 (動画)

キャンペーン対象カラム

InertSustain、Inertsilシリーズ

40%OFF

<InertSustainシリーズ>

InertSustain C18
InertSustain AQ-C18
InertSustainSwift C18
InertSustain AX-C18
InertSustainBio C18
InertSustain C8
InertSustainSwift C8
InertSustain Cyano
InertSustain C30
InertSustain PFP
InertSustain Phenylhexyl
InertSustain Amide
InertSustain Phenyl
InertSustain NH2

<Inertsilシリーズ>

Inertsil ODS-HL
Inertsil ODS-4
Inertsil ODS-4V
Inertsil ODS-3
Inertsil ODS-3V
Inertsil ODS-2
Inertsil ODS
Inertsil ODS-SP
Inertsil ODS-P
Inertsil ODS-EP
Inertsil Sulfa C18
Inertsil Acrolein C18

Inertsil C8-4
Inertsil C8-3
Inertsil C8
Inertsil Ph-3
Inertsil Ph
Inertsil WP300 C18
Inertsil WP300 C8
Inertsil WP300 C4
Inertsil SIL-100A
Inertsil SIL-150A
Inertsil WP300 SIL

Inertsil HILIC
Inertsil NH2
Inertsil AX
Inertsil CX
Inertsil Diol
Inertsil WP300 Diol
Inertsil CN-3

<その他>

InertCore Plus C18
MonoCapシリーズ
MonoTower
MonoClad
MonoSelectシリーズ
SFC対応カラム
NEW!
IM Column



注1)上記の充填剤の分析・分取・キャピラリーカラム全ての製品（ガードカラムは除く）が対象です。
注2)メタルフリーPEEKカラム、IMカラムも対象製品です。
注3)他のキャンペーンとの併用は出来ませんのでご了承ください。

MonoSpinシリーズ

30%OFF

前処理用カラム

<MonoSpinシリーズ>

MonoSpin C18
MonoSpin C18-AX
MonoSpin SAX
MonoSpin NH2
MonoSpin Amide
MonoSpin TiO
MonoSpin ME
MonoSpin Ph
MonoSpin C18-CX
MonoSpin SCX
MonoSpin CBA
MonoSpin PBA
MonoSpin Trypsin
MonoSpin Phospholipid
MonoSpin AG

オススメ!

抗体精製用カラム

<MonoSpin Proシリーズ>

MonoSpin ProA
MonoSpin ProG
MonoSpin ProL



支える、あらゆる分析を。

ジエールサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みの方、正しくお使いください。