

## 校正用分銅内蔵型 分析天びん



## 帯電防止用導電性ガラス採用

ひょう量42g~310g、最小表示0.01mg~0.1mg

### 校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

### ボディイン・ドア方式風防

★特許取得済

コンパクト設計

- RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス) 標準装備
- データ直送ソフト WinCT 使用可能
- 自動環境設定 ★特許取得済
- g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
- データメモリ 計量値：最大200個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(AD-8127との接続により可能)
- 比重測定(AD-1653の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- 天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能

モデル	GR-202	GR-60	GR-120	GR-200	GR-300
ひょう量	42/210g	60g	120g	210g	310g
最小表示	0.01/0.1mg	0.1mg			
計量皿寸法	φ85mm				
標準価格(税抜)	¥240,000	¥139,000	¥159,000	¥179,000	¥229,000
JANコード	4981046622400	4981046600620	4981046622103	4981046622202	4981046622301
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000	¥24,000			

\*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

<b>別売品</b>	AD-1653 比重測定キット	¥50,000(税抜)	AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
	AD-1671 天びん用除振台	¥78,000(税抜)	AD-8920A 外部表示器	¥12,000(税抜)
	AD-1674 防振天びん台	¥390,000(税抜)	AD-8922A 外部コントローラ	¥36,000(税抜)
	AD-1682 充電式バッテリー・ユニット (約8時間使用可)	¥40,000(税抜)	AX-USB-25P USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
	AD-1683 除電器(イオナイザー)	¥54,000(税抜)	AX-KO1710-200 RS-232Cケーブル 2m(25P-9P)	¥9,000(税抜)
	AD-1684A 静電気測定器	¥83,000(税抜)	AX-GR-034 マイクロチューブホルダ	¥5,000(税抜)
	AD-1687 環境ロガー	¥40,000(税抜)	AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)2個セット<銀色>	¥3,000(税抜)
	AD-1688 計量データロガー	¥18,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)2個セット<黒色>	¥3,000(税抜)
	AD-1689 分銅操作専用ピンセット	¥2,000(税抜)	AX-SW137-PRINT* プラグ付きフットスイッチ(プリント機能)	¥10,000(税抜)
	AD-8127 マルチプリンタ	¥65,000(税抜)	AX-SW137-REZERO* プラグ付きフットスイッチ(リゼロ機能)	¥10,000(税抜)
	AD-8526 イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)	AX-TB248 ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)

\* AX-SW137の2機種は同時に接続できません。