



HR-AZ

HR-A

校正用分銅
内蔵型

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

標準型

最小表示 0.1mg~

シンプルでコンパクトな ベーシック分析天びん

コストパフォーマンスに優れた
ベーシックモデル

ひょう量102g~252g、最小表示0.1mg~1mg

高速応答 約2秒

C-SHS*(Compact-Super Hybrid Sensor)搭載により、高速応答・高速安定

コンパクト設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ
風防の閉閉に場所をとらないロータリースライドドア

帯電防止処理済み大型風防

取り外しが可能

統計演算機能

合計・平均・最大最小・標準偏差など

RS-232Cインターフェース (D-Sub9Pオス)

標準装備

クイックUSB ★特許申請中

FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

イーサネット・インターフェース

FXi-08-JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。《専用通信ソフトWinCT-Plus付属》

g・mg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ：真珠計量用単位

内蔵バッテリー

天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(別売：FXi-09-JA)

比重測定

AD-1654の使用により可能

- 見やすい白色バックライトLCD表示
- コンパレータ表示 プザー付 (プザー音40dB(本体正面1mでの測定))
- 動物計量
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 (HR-Aは、AD-8121Bとの接続により可能)
- パスワードによる天びんのロック機能



HR-AZ



HR-A



取り外し可能な大型風防

ロータリースライドドア

別売品

- FXi-02-JA*1 USBインターフェース (2mケーブル付) <クイックUSB> ¥8,000 (税抜)
- FXi-08-JA*1 イーサネット・インターフェース (データ収集ソフトWinCT-Plus付) ¥30,000 (税抜)
- FXi-09-JA*1 内蔵バッテリーニッケル水素充電電池 > (10時間充電、14時間使用可) ¥28,000 (税抜)
- AD-1654 比重測定キット (HR-A/AZ用) ¥50,000 (税抜)
- AD-1671 天びん用除振台 ¥78,000 (税抜)
- AD-1674 防振天びん台 ¥390,000 (税抜)
- *1 FXi-02-JA, FXi-08-JA, FXi-09-JAは同時に使用できません。
- ◆ 本体出荷時のみ取付可能です。
- AD-1683 除電器 (イオナイザー) ¥54,000 (税抜)
- AD-1684A 静電気測定器 ¥83,000 (税抜)
- AD-1687 環境ロガー ¥40,000 (税抜)
- AD-1688 計量データロガー ¥18,000 (税抜)
- AD-1689 分銅操作作用ピンセット ¥2,000 (税抜)
- AD-8127 コンパクト・プリンタ ¥65,000 (税抜)
- AD-8126 ミニプリンタ ¥48,000 (税抜)
- AD-8527 クイックUSBアダプタ ¥16,000 (税抜)
- AD-8920A 外部表示器 ¥12,000 (税抜)
- AD-8922A 外部コントローラ ¥36,000 (税抜)
- AX-USB-9P USBコンバータ・ケーブルセット ¥10,000 (税抜)
- AX-K02466-200 RS-232Cケーブル 2m (9P-9P) ¥5,000 (税抜)
- AX-FXi-31-JA 保護カバー5枚セット ¥3,500 (税抜)
- AX-TB248 ACアダプタ (標準付属品) ¥3,500 (税抜)

校正用分銅内蔵型		HR-250AZ	HR-150AZ	HR-100AZ	HR-251AZ
標準型		HR-250A	HR-150A	HR-100A	HR-251A
ひょう量		252g	152g	102g	62g/252g*
最小表示		0.1mg			0.1mg/1mg
計量皿寸法		φ90mm			
HR-AZ	標準価格 (税抜)	¥148,000	¥138,000	¥128,000	
	JANコード	4981046607056	4981046607063	4981046607070	4981046608145
HR-A	標準価格 (税抜)	¥138,000	¥128,000	¥118,000	
	JANコード	4981046607025	4981046607032	4981046607049	4981046608152
JCSS校正料金 (税抜) *		¥24,000			

*スマートレンジ：HR-251AZ/Aは62gを超えると自動的に標準レンジ (最小表示 1mg) に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ (最小表示 0.1mg) に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は62gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

計量皿の材質=SUS316

※ 工場出荷時 (新品購入時) の料金です。



ジーエルサイエンス株式会社

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号
新宿スクエアタワー30F

TEL.03 (5323) 6611 FAX.03 (5323) 6622
https://www.gls.co.jp E-mail:info@glsc.co.jp

東京営業部 TEL.03 (5323) 6611
大阪支店 TEL.06 (6220) 0500
横浜支店 TEL.045 (985) 7900
東北営業所 TEL.024 (534) 2191
筑波営業所 TEL.029 (858) 3700
北関東営業所 TEL.048 (778) 5001

千葉営業所 TEL.043 (248) 2441
名古屋営業所 TEL.052 (931) 1761
広島営業所 TEL.082 (233) 1101
九州営業所 TEL.092 (738) 6633
カスタマーサポートセンター TEL.04 (2934) 1100