

DAICEL

対象製品 2本以上購入で

IJ or IJ-3 カラムが
1本もらえる!!

● 対象製品：iCHIRAL SERIES
IA~IH, IA-3~IH-3

CHIRALPAK® IJ/IJ-3
上市記念キャンペーン

■キャンペーン期間

2020年11月4日(水) ▶ 2021年3月31日(水) 受注分まで

購入対象製品 HPLC用 耐溶剤型カラム：IA~IH, または IA-3~IH-3

対象条件 対象製品 2本以上同時ご購入で、同サイズの IJ or IJ-3 を 1本プレゼント
(2本ともに 3 μ m、または 2本ともに 5 μ m)
(2本ともに 4.6 \times 150mmL、または 2本ともに 4.6 \times 250mmL)

※詳細は裏面をご覧ください。

対象カラム一覧

■ 3μm シリーズ 分析カラム				製品番号								
内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	価格 (税別)	CHIRALPAK®								
				IA-3	IB-3	IB N-3	IC-3	ID-3	IE-3	IF-3	IG-3	IH-3
4.6	150	3	¥180,000	80524	81524	88524	83524	84524	85524	86524	87524	89524
4.6	250	3	¥195,000	80525	81525	88525	83525	84525	85525	86525	87525	89525

いずれか2本以上購入で CHIRALPAK® IJ-3 (4.6×150) を1本プレゼント!

いずれか2本以上購入で CHIRALPAK® IJ-3 (4.6×250) を1本プレゼント!

■ 5μm シリーズ 分析カラム				製品番号								
内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	価格 (税別)	CHIRALPAK®								
				IA	IB	IB N-5	IC	ID	IE	IF	IG	IH
4.6	150	5	¥165,000	80324	81324	88324	83324	84324	85324	86324	87324	89324
4.6	250	5	¥180,000	80325	81325	88325	83325	84325	85325	86325	87325	89325

いずれか2本以上購入で CHIRALPAK® IJ (4.6×150) を1本プレゼント!

いずれか2本以上購入で CHIRALPAK® IJ (4.6×250) を1本プレゼント!

※カラムサイズ違い、粒子径違いの組み合わせは対象外となります。
 ※SFC用カラムは対象外となります。

対象外となる例

- CHIRALPAK® IA 4.6x150mmL と CHIRALPAK® IB-3 4.6x150mmL →粒子径が異なる
- CHIRALPAK® IA-3 4.6x150mmL と CHIRALPAK® IB-3 4.6x250mmL →カラムサイズが異なる
- CHIRALPAK® IA/SFC 4.6x150mmL と CHIRALPAK® IB/SFC 4.6x150mmL →SFC用カラムは対象外

CHIRALPAK® IJ/IJ-3 はここがスゴイ!!

OJタイプの分離傾向を維持

CHIRALPAK® IJは、OJタイプ(コーティング型カラム)の分離特性を維持した耐溶剤型キラルカラムです。

	Troxipide	Meclizine	Ethotoin
IJ	<p>$\alpha : 1.26$ $R_s : 3.10$</p>	<p>$\alpha : 1.86$ $R_s : 7.42$</p>	<p>$\alpha : 1.19$ $R_s : 2.25$</p>
OJ-H	<p>$\alpha : 1.36$ $R_s : 4.88$</p>	<p>$\alpha : 2.21$ $R_s : 8.24$</p>	<p>$\alpha : 1.12$ $R_s : 2.01$</p>
	Column size :4.6mmI.D.×250mmL Mobile phase :n-Hex/EtOH/EDA®=90/10/0.1(v/v/v) Flow rate :1.0mL/min. Temp. :25°C Detection :UV260nm ※ethylenediamine	Column size :4.6mmI.D.×150mmL Mobile phase :20mM NH ₄ HCO ₃ aq. (pH9.0)* /MeCN=20/80(v/v) Flow rate :1.0mL/min. Temp. :25°C Detection :UV230nm ※20mM NH ₄ HCO ₃ aq. に diethylamine を添加し pH9.0 に調整	Column size :4.6mmI.D.×150mmL Mobile phase :H ₂ O/MeCN=80/20(v/v) Flow rate :1.0mL/min. Temp. :25°C Detection :UV200nm

株式会社ダイセル CPIカンパニー

- 東日本: 〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル
TEL: 03-6711-8222 (直) FAX: 03-6711-8228
- 西日本: 〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 (タワーB)
TEL: 06-7639-7221 (直) FAX: 06-7639-7228
- https://www.daicelchiral.com/ E-mail:chiral@jp.daicel.com
- アメリカ問合わせ先 E-mail:chiral@chiraltech.com
- ヨーロッパ問合わせ先 E-mail:cte@chiral.fr
- アジア問合わせ先
(中国) E-mail:chiral@ctc.daicel.com
(インド) E-mail:chiral@chiral.daicel.com