

# アジレント・テクノロジー

## 2020-2021 カラム・消耗品 年度末キャンペーン

キャンペーン期間：2021年3月31日まで ※サンプル前処理製品は2020年12月29日まで



バイアル、バイアル関連製品 .....	2～3
ガスフィルタ .....	4
<New> HPLC カラム .....	5
原子吸光、ICP-OES、MP-AES、<New> ICP-MS 用消耗品 .....	6
<New> サンプル前処理製品 .....	7～8



## 年度末バイアルキャンペーン

アジレントバイアルおよびバイアル関連製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。



### キャンペーン対象製品

アジレントバイアル、キャップ、セプタム、ウェルプレート、シーリングマット、オートクリンパ、マニュアルクリンパ



### キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格(円、税別)
5043-9302	InfinityLab 96 ウェルプレート, 2.0 mL, 丸型, U 字, 高さ 45 mm	30/pk	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥27,200
5043-9308	InfinityLab 96 ウェルプレート, 1.2 mL, 丸型, U 字, 高さ 27 mm	25/pk	¥20,000 → キャンペーン価格 ¥16,000
5043-9310	InfinityLab 96 ウェルプレート, 0.5 mL, 丸型, U 字, 高さ 14 mm	30/pk	¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,600
5043-9315	InfinityLab 384 ウェルプレート, 0.19 mL, 角型, V 字, 高さ 22 mm	25/pk	¥29,000 → キャンペーン価格 ¥23,200
5043-9317	InfinityLab 96 シーリングマット, 丸型	50/pk	¥50,000 → キャンペーン価格 ¥40,000
5043-9320	InfinityLab 384 シーリングマット, 丸型	50/pk	¥57,000 → キャンペーン価格 ¥45,600
5182-0714	スクリューバイアル, 2 mL, 広口, 透明, 100 個	1/pk	¥2,700 → キャンペーン価格 ¥2,160
5182-0715	スクリューバイアル, 2 mL, 広口, 透明, ラベル付, 100 個	1/pk	¥2,900 → キャンペーン価格 ¥2,320
5188-6535	スクリューバイアル, 2 mL, 広口, 茶色, 100 個	1/pk	¥2,700 → キャンペーン価格 ¥2,160
5182-0716	スクリューバイアル, 2 mL, 広口, 茶色, ラベル付, 100 個	1/pk	¥3,000 → キャンペーン価格 ¥2,400
5185-5824	青スクリューキャップ, 圧着, スリット入り PTFE/ シリコン, 100 個	1/pk	¥4,600 → キャンペーン価格 ¥3,680
5185-5823	青スクリューキャップ, 圧着, PTFE/ シリコン, 100 個	1/pk	¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,160
5190-2288	20 mL, ヘッドスペースバイアル, 目盛 & ラベル付, 透明, 100 個	1/pk	¥5,700 → キャンペーン価格 ¥4,560
5190-2286	20 mL, ヘッドスペースバイアル, 目盛 & ラベル付, 茶色, 100 個	1/pk	¥6,600 → キャンペーン価格 ¥5,280
5183-4474	ヘッドスペースクリンパバイアル, 丸底, 20 mL, 透明, 100 個	1/pk	¥5,100 → キャンペーン価格 ¥4,080
5190-2239	ヘッドスペースクリンパバイアル, 丸底, 20 mL, 茶色, 100 個	1/pk	¥5,500 → キャンペーン価格 ¥4,400
5183-4478	セプタム付 20 mm クリンパキャップ, 安全構造 PTFE/ Si, 100 個	1/pk	¥8,800 → キャンペーン価格 ¥7,040
5190-3987	セプタム付 20 mm クリンパキャップ, スチール, 高性能セプタム, 100 個	1/pk	¥8,400 → キャンペーン価格 ¥6,720

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

### キャンペーン内容

キャンペーン対象アジレントバイアルおよびバイアル関連製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2020年12月1日～2021年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1824** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2020>

## A-Line オートクリンパ / デキャッパ

- ブラシレスモーターは、堅牢で省電力なため、再充電までの使用時間が長くなりました。
- OLED ディスプレイは、クリンパのコントロール画面や充電状態が見やすくなりました。
- 11 mm、20 mm のオートクリンパ/デキャッパと、高性能オートクリンパをご用意。

A-Line オートクリンパ /  
オートデキャッパA-Line 高性能オートクリンパ  
※ヘッドを交換することで  
さまざまなバイアルで使用できます。  
※充電式ではありません。

## キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
リチウムイオンバッテリー式 (充電電池を使用。ヘッドの交換は出来ません。)			
5191-5616	A-Line オートクリンパ, 11 mm, リチウムバッテリー付	1/pk	¥106,000 → キャンペーン価格 ¥84,800
5191-5615	A-Line オートクリンパ, 20 mm, リチウムバッテリー付	1/pk	¥106,000 → キャンペーン価格 ¥84,800
5191-5614	A-Line オートデキャッパ, 11 mm, リチウムバッテリー付	1/pk	¥106,000 → キャンペーン価格 ¥84,800
5191-5613	A-Line オートデキャッパ, 20 mm, リチウムバッテリー付	1/pk	¥106,000 → キャンペーン価格 ¥84,800
電源ケーブル式 (充電電池は使用していないため、使用時には電源ケーブルに接続が必要です。ヘッドを交換することでさまざまなバイアルで使用できます。)			
5191-5617	A-Line 高性能オートクリンパ本体のみ, 電源ケーブル付	1/pk	¥191,000 → キャンペーン価格 ¥152,800
5191-5624	A-Line 高性能オートクリンパ, 20 mm ヘッドセット付 (5191-5617, 5190-4064, 5190-4065 を含みます)	1/pk	¥281,000 → キャンペーン価格 ¥224,800
5190-4062	A-Line 高性能オートクリンパヘッド, 11 mm	1/pk	¥50,000 → キャンペーン価格 ¥40,000
5190-4063	A-Line 高性能オートデキャッパヘッド, 11 mm	1/pk	¥45,000 → キャンペーン価格 ¥36,000
5190-4064	A-Line 高性能オートクリンパヘッド, 20 mm	1/pk	¥45,000 → キャンペーン価格 ¥36,000
5190-4065	A-Line 高性能オートデキャッパヘッド, 20 mm	1/pk	¥43,000 → キャンペーン価格 ¥34,400
5190-4066	A-Line 高性能オートクリンパ用ベースユニット (設置台)	1/pk	¥28,000 → キャンペーン価格 ¥22,400

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## キャンペーン内容

キャンペーン対象アジレントバイアルおよびバイアル関連製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2020年12月1日～2021年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1824** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2020>

## アジレントガスフィルタキャンペーン

年末・年度末の機器メンテナンスの際、ガスフィルタ・カートリッジを交換しましょう。

アジレントのガスフィルタ製品は、クリーンなガスを供給し、カラムの損傷や感度の低下、機器のダウンタイムといったリスクを低減します。



ガスクリーンフィルタは、インジケータの色を確認して、色が変わっていたらカートリッジ交換時期です。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
<b>ガスクリーンフィルタスタータキット</b>		
CP736530	ガスクリーンフィルタキット, 1/8 インチ, 4 ポジション	¥216,000 → <b>キャンペーン価格 ¥172,800</b>
CP17976	ガスクリーン GC/MS フィルタキット, 1/8 インチ, 1 ポジション	¥96,000 → <b>キャンペーン価格 ¥76,800</b>
<b>コネクティングユニット (カートリッジベース) (島津 GC 3 mm 配管用)</b> ※島津 GC でも同じカートリッジが使用可能です。		
CP7988P3	コネクティングユニット, 1 フィルタ, ステンレス, 3 mm 用	¥74,000 → <b>キャンペーン価格 ¥59,200</b>
<b>ガスクリーンフィルタ交換用カートリッジ ※インジケータの色が変わっていたら交換です。</b>		
CP17969	ガスクリーン CO2 除去フィルタ	¥26,000 → <b>キャンペーン価格 ¥20,800</b>
CP17970	ガスクリーン酸素除去フィルタ	¥24,000 → <b>キャンペーン価格 ¥19,200</b>
CP17971	ガスクリーン水分除去フィルタ	¥24,000 → <b>キャンペーン価格 ¥19,200</b>
CP17972	ガスクリーンチャコールフィルタ	¥27,000 → <b>キャンペーン価格 ¥21,600</b>
CP17973	ガスクリーン GC/MS フィルタ	¥35,000 → <b>キャンペーン価格 ¥28,000</b>
<b>大型ユニバーサルトラップ ※1年に1回の交換が目安です。</b>		
RMSH-2	大型ユニバーサルトラップ, ヘリウム, GC/MS 用, 1/8 インチ	¥45,000 → <b>キャンペーン価格 ¥36,000</b>
BHT-4	大型炭化水素トラップ, 750 cc, 1/4 インチ用	¥41,000 → <b>キャンペーン価格 ¥32,800</b>
<b>S 字トラップ ※1年に1回の交換が目安です。</b>		
5060-9084	コンディショニング済み水分トラップ, 1/8 インチ	¥31,000 → <b>キャンペーン価格 ¥24,800</b>
5060-9096	コンディショニング済み炭化水素トラップ, 1/8 インチ	¥40,000 → <b>キャンペーン価格 ¥32,000</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

### キャンペーン内容

キャンペーン対象ガスフィルタ関連製品をお買い上げいただくと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

**キャンペーン期間: 2020年12月1日～2021年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1824** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2020>

## アジレント HPLC カラムキャンペーン


アジレント HPLC カラム 主なラインナップ



低分子分析用		バイオ分析用		
InfinityLab Poroshell 120	ZORBAX Extend-C18	Advance Bio RP-mAb	ZORBAX 300RRHD	AdvanceBio オリゴヌクレオチド
InfinityLab Poroshell HILIC	ZORBAX Bonus-RP	Advance Bio SEC	Bio-Monolith Protein A, G	AdvanceBio グリカンマッピング
InfinityLab Poroshell 120 キラル	Pursuit	Agilent BioSEC-3 Agilent BioSEC-5	Agilent Bio IEX Agilent Bio MAb	
ZORBAX RRHD	Polaris	AdvanceBio HIC	PLRP-SPL イオン交換	
ZORBAX Eclipse Plus	Hi-Plex	AdvanceBio ペプチドマッピング	AdvanceBioMS スペントメディア	
ZORBAX Stable Bond		<New> AdvanceBio ペプチドプラス	AdvanceBio AAA (アミノ酸分析)	

新製品 Poroshell120 CS-C18 カラム

- ギ酸溶媒など、マイルドな溶媒条件であらゆる化合物をシャープなピーク形状で溶出
- 特に塩基性化合物ピークの形状がシャープに
- 不純物分析時の高負荷にもピーク崩れが起きにくい設計
- 広い pH 範囲 (pH 1-11) で使用でき、様々な溶媒条件で使用可能
- コアシェルカラムにより高いピークキャパシティと低い圧損を実現



部品番号	品名	価格 (円、税別)
675775-942	Poroshell 120 CS-C18 PEEK-Lined, 2.1 x 100 mm, 2.7 μm	¥135,000 → キャンペーン価格 <b>¥108,000</b>
679775-942	Poroshell 120 CS-C18 PEEK-Lined, 2.1 x 50 mm, 2.7 μm	¥120,000 → キャンペーン価格 <b>¥96,000</b>
693775-942	Poroshell CS-C18, 2.1 x 150 mm, 2.7 μm	¥118,000 → キャンペーン価格 <b>¥94,400</b>
695775-942	Poroshell CS-C18, 2.1 x 100 mm, 2.7 μm	¥104,000 → キャンペーン価格 <b>¥83,200</b>
699775-942	Poroshell CS-C18, 2.1 x 50 mm, 2.7 μm	¥89,000 → キャンペーン価格 <b>¥71,200</b>
821725-953	ガードカラム Poroshell CS-C18, 2.1 mm, 3 個	¥79,000 → キャンペーン価格 <b>¥63,200</b>
693975-342	Poroshell CS-C18, 3.0 x 150 mm, 2.7 μm	¥118,000 → キャンペーン価格 <b>¥94,400</b>
695975-342	Poroshell CS-C18, 3.0 x 100 mm, 2.7 μm	¥104,000 → キャンペーン価格 <b>¥83,200</b>
699975-342	Poroshell CS-C18, 3.0 x 50 mm, 2.7 μm	¥89,000 → キャンペーン価格 <b>¥71,200</b>
823750-949	ガードカラム Poroshell CS-C18, 3.0 mm, 3 個	¥79,000 → キャンペーン価格 <b>¥63,200</b>
693975-942	Poroshell CS-C18, 4.6 x 150 mm, 2.7 μm	¥118,000 → キャンペーン価格 <b>¥94,400</b>
695975-942	Poroshell CS-C18, 4.6 x 100 mm, 2.7 μm	¥104,000 → キャンペーン価格 <b>¥83,200</b>
699975-942	Poroshell CS-C18, 4.6 x 50 mm, 2.7 μm	¥89,000 → キャンペーン価格 <b>¥71,200</b>
820750-939	ガードカラム Poroshell CS-C18, 4.6 mm, 3 個	¥79,000 → キャンペーン価格 <b>¥63,200</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## キャンペーン内容

キャンペーン対象アジレント LC カラムをお買い上げいただけると、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

**キャンペーン期間：2020年12月1日～2021年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1824** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/easy-supplylist2020>

## スペクトロスコピー

# 原子吸光・ICP-OES・MP-AES・ICP-MS 用消耗品



### キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5610102700	鉄 -Fe, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1 個	¥55,000 → キャンペーン価格 ¥46,750
2010090400	一体型石英トーチ, アクシシャル, 内径 2.4 mm インジェクタ	1 個	¥82,000 → キャンペーン価格 ¥69,700
G8010-60293	OneNeb シリーズ 2, 不活性 ICP ネブライザ	1 個	¥102,000 → キャンペーン価格 ¥86,700
G3280-67040	77/79/88 用ニッケル・サンプリングコーン	1 個	¥64,000 → キャンペーン価格 ¥54,400
G3280-67041	77e/x/88x 用ニッケル・スキマコーン	1 個	¥54,000 → キャンペーン価格 ¥45,900
G3280-67064	77s/79s/88s 用白金スキマコーン	1 個	¥193,000 → キャンペーン価格 ¥164,050

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## 新製品 ICP-MS 用ニッケルめっき白金製サンプリングコーン

- ニッケルめっきによりコーン寿命の延長とメンテナンスの低減を実現
- 10% 王水マトリックスを用いた比較テストにおいて、ニッケルめっき白金製コーンの寿命は白金製銅ベースコーンの 2 倍以上
- クリーニング頻度は 3 分の 1 以下に短縮
- クリーニング手順が簡略化され、水を使った超音波洗浄の 1 ステップだけで完了



部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
G3280-67142	<New> ICP-MS サンプリングコーン、ニッケルめっき白金製	1 個	¥307,000 → キャンペーン価格 ¥260,950

### キャンペーン内容

キャンペーン対象原子吸光・ICP-OES・MP-AES・ICP-MS 消耗品をお買い上げただけですと、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2020 年 12 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1826** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2020>

## サンプル前処理

【期間限定キャンペーン】

# Bond Elut 固相抽出カラムとウェルプレート

サンプル前処理は、正確なクロマトグラフィーに不可欠です。

サンプル前処理によってカラムの寿命が延び、分析のやり直しがなくなり、

分離、検出、定量の品質を損なう可能性のある干渉が最小限に抑えられます。

- Bond Elut 固相抽出製品は、分析が困難なマトリックスから干渉を選択的に除去できます。
- 充填剤、カラムの幅広いラインナップの中から、お客様の分析に最適な製品をお選びいただけます。

順相系	逆相系	イオン交換系	その他	特殊用途	ポリマ系
Bond Elut AL-A	Bio Bond Elut	Bond Elut AccuCAT	Bond Elut Carbon	Bond Elut Atrazine	Bond Elut Plexa
Bond Elut AL-B	Bond Elut C1	Bond Elut CBA	Bond Elut Carbon/NH2	Bond Elut Certify	Bond Elut Plexa PAX
Bond Elut AL-N	Bond Elut C2	Bond Elut DEA	Bond Elut Carbon/PSA	Bond Elut Certify II	Bond Elut Plexa PCX
Bond Elut CN-U	Bond Elut C8	Bond Elut NH2	Bond Elut Cellulose	Bond Elut Mycotoxin	Bond Elut NEXUS
Bond Elut Diol (20H)	Bond Elut C18	Bond Elut PRS		Bond Elut PCB	Bond Elut ENV
Bond Elut FL	Bond Elut C18 EWP	Bond Elut SAX/PSA		Bond Elut Na2SO4	Bond Elut LMS
Bond Elut SI	Bond Elut C18 INT	Bond Elut PSA			Bond Elut PPL
	Bond Elut C18 LO	Bond Elut SAX			
	Bond Elut C18 OH	Bond Elut SCX			
	Bond Elut CH				
	Bond Elut CN-E				
	Bond Elut PBA				
	Bond Elut PH				



### キャンペーン内容

サンプル前処理製品をお買い上げいただけますと、

キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

**キャンペーン期間：2020年10月1日～2020年12月29日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1758** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/spe2020>

# Captiva EMR-Lipid

- 長鎖構造を持つ脂質マトリクスを強力に除去する固相カラムです。
- 生体試料や食品等脂質を含むサンプルからアセトニトリルで抽出した抽出液 (20% 以上の水を含むことが必要) を通過させるだけという、1 ステップの簡単な操作で脂質の除去ができます。

キャンペーン対象製品

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5190-1002	Captiva EMR-Lipid, 1 mL, 40 mg, 100 個	¥28,000 → キャンペーン価格 <b>¥22,400</b>
5190-1003	Captiva EMR-Lipid, 3 mL, 300 mg, 100 個	¥37,000 → キャンペーン価格 <b>¥29,600</b>
5190-1004	Captiva EMR-Lipid, 6 mL, 600 mg, 50 個	¥44,000 → キャンペーン価格 <b>¥35,200</b>
5190-1000	Captiva EMR-Lipid, 96 ウェルプレート, 40 mg, 1 個	¥26,000 → キャンペーン価格 <b>¥20,800</b>
5190-1001	Captiva EMR-Lipid, 96 ウェルプレート, 40 mg, 5 個	¥119,000 → キャンペーン価格 <b>¥95,200</b>

## 新製品 Bond Elut Lipid Extraction

- 長鎖構造を持つ脂質だけを捕捉し、分離したうえで、カートリッジまたはウェルプレートから効率的に溶出させます。

キャンペーン対象製品

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5610-2041	Bond Elut Lipid Extraction, 1 mL, 100 個	¥44,000 → キャンペーン価格 <b>¥35,200</b>
5610-2042	Bond Elut Lipid Extraction, 96 WP 1 個	¥49,000 → キャンペーン価格 <b>¥39,200</b>

## Bond Elut QuEChERS (キャッチャーズ)

- 残留農薬分析の前処理時間と溶媒使用量を劇的に削減
- パッケージ済の抽出キット 4 種類、サンプルのタイプに合わせて構成された分散 SPE キット 16 種類をご用意



**ステップ 1** 抽出 SPE キット (全 4 種類) ※ CH: セラミックホモジナイザ付

部品番号	説明	数量	チューブサイズ	チューブ内容	価格 (円、税別)
5982-5755	パフファあり QuEChERS 抽出チューブ,	50	50 mL	6 g MgSO <sub>4</sub> , 1.5 g NaAcetate	¥22,000 → <b>¥17,600</b>
5982-5755CH	AOAC メソッド 2007.01, 15 g サンプル用				¥25,000 → <b>¥20,000</b>

**ステップ 2** 分散 SPE キット (全 18 種類) ※ CH: セラミックホモジナイザ付

	キット	数量とサイズ	AOAC 2007.01 メソッド	価格 (円、税別)	欧州メソッド EN 15662	価格 (円、税別)
			内容と部品番号		内容と部品番号	
	脂質と蠟質のある 果物と野菜用: 極性を持つ有機酸、 一部の糖類、脂質と ステロールを除去	100 本 - 2 mL チューブ	50 mg PSA	¥17,000 → <b>¥13,600</b>	25 mg PSA	¥18,000 → <b>¥14,400</b>
			50 mg C18EC		25 mg C18EC	
		150 mg MgSO <sub>4</sub>	¥21,000 → <b>¥16,800</b>	150 mg MgSO <sub>4</sub>	5982-5121	¥21,000 → <b>¥16,800</b>
		5982-5122		5982-5121CH		
		50 本 - 15 mL チューブ	400 mg PSA	¥16,000 → <b>¥12,800</b>	150 mg PSA	¥16,000 → <b>¥12,800</b>
			400 mg C18EC		150 mg C18EC	
		1200 mg MgSO <sub>4</sub>	¥19,000 → <b>¥15,200</b>	900 mg MgSO <sub>4</sub>	5982-5156	¥19,000 → <b>¥15,200</b>
		5982-5158		5982-5156CH		
5982-5158CH						

アジレント・テクノロジー株式会社  
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111  
[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、  
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。  
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに  
変更されることがあります。

 **Agilent**  
Trusted Answers