

マイクロ波試料分解装置 NovaWAVE SA

割引キャンペーン

2021年3月～2021年6月受注分まで

マイクロ波試料分解装置 NovaWAVE SA を
期間限定で割引価格にて提供します。
この機会に是非ご検討ください。

NovaWAVE SA 石英ラックセット **最大26%OFF!!**

¥7,500,000



¥5,500,000

注) 据え付け調整費は含まれません。



キャンペーンの構成は裏面をご確認ください。

▶マイクロ波試料分解装置 NovaWAVE SA



マグネトロンを12個搭載した
マイクロ波試料分解装置です。

詳細な仕様やカタログは下記URLより弊社
ホームページを参照してください。

<https://www.astechcorp.co.jp/novawave.html>

キャンペーン構成

品名	個数
NovaWAVE SA	1
分解容器ラック 75ml 石英容器 12 本,他	1
ラックスタンド	1
テフロンライナープランジャー取り外し用ツール	1
ベント ツール	1
トランス	1
排気ホース	1
トルクレンチ	1

NovaWAVE ユーザー様からの声

「以前使っていたマイクロ波試料分解装置は各容器ごとに温度のバラつきが大きく、容器により溶け残りがあつたり、突沸が起きていました。各容器ごとに温度をモニターしながらマイクロウェーブの出力をコントロールしているNovaWAVEではそのようなことは起きていません。」

「以前使っていたマイクロ波試料分解装置では分解中に容器が破裂するというトラブルがありました。NovaWAVEはそういったトラブルがないため安心して使用できます。」

アステック株式会社

本社 東京都新宿区高田馬場4-39-7
ユニゾ高田馬場四丁目ビル
TEL 03-3366-0811(代) FAX 03-3365-5577
URL : <http://www.astechcorp.co.jp/>
Email : unichem@astechcorp.co.jp

大阪営業所 大阪府大阪市北区本庄東1-1-10
ライズ882F
TEL 06-6375-5852 FAX 06-6375-5845

