

<アジレント期間限定キャンペーン>

InfinityLab セーフティキャップ Captiva シリンジフィルタ・フィルタバイアル 加圧式マニホールド

- ラボ内の溶媒の蒸気と漏れからお客様を守ります。
- HPLCで使用する一般的な溶媒ボトルに適合（GL45など）
- ベントバルブにタイムストリップ（ラベルタイマー）が付き、ベントバルブの交換時期が分かります。



キャンペーン内容

InfinityLab セーフティキャップ、関連製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より**50%OFF**でご提供いたします。

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1884** とご連絡ください。

キャンペーン期間 **2021年6月30日まで**



部品番号	品名	価格(円、税抜)
5043-1217	セーフティキャップ、GL45 1ポート、1ベントバルブ	¥10,500→キャンペーン価格 ¥5,250
5043-1218	セーフティキャップ、GL45 2ポート、1ベントバルブ	¥13,000→キャンペーン価格 ¥6,500
5043-1219	セーフティキャップ、GL45 3ポート、1ベントバルブ	¥16,000→キャンペーン価格 ¥8,000
5043-1220	セーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホース	¥19,000→キャンペーン価格 ¥9,500
5043-1190	タイムストリップ付きベントバルブ、PTFE、1µm	¥3,300→キャンペーン価格 ¥1,650
5043-1214	フィッティング、外径 1.6 mmチューブ用、PFA (2個)	¥3,700→キャンペーン価格 ¥1,850
5043-1215	フィッティング、外径 2.3 mmチューブ用、PFA (2個)	¥3,700→キャンペーン価格 ¥1,850
5043-1216	フィッティング、外径 3.2 mmチューブ用、PFA (2個)	¥3,700→キャンペーン価格 ¥1,850
5043-1221	5043-1196 (6L 廃液ボトル、GL45) + 5043-1220 ※別途 5043-1193チャコールフィルタ必要	¥22,000→キャンペーン価格 ¥11,000
5043-1193	チャコールフィルタ タイムストリップ付、廃液ボトル用	¥14,000→キャンペーン価格 ¥7,000
5043-1192	ガロン瓶用変換アダプタ PTFE GL45(M) - GPI38(F)	¥15,000→キャンペーン価格 ¥7,500

その他キャンペーン対象製品はこちら <http://www.agilent.co.jp/chem/2021springlist>

Captiva シリンジフィルタ・フィルタバイアル

- ・分析前のサンプルろ過により、多くのメリットがもたらされます。
- ・フィルタバイアルは、環境に配慮した設計により、サンプルろ過プロセスで廃棄されるガラスとプラスチックを低減します。



キャンペーン内容

Captiva シリンジフィルタ・フィルタバイアル関連製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より**25%OFF**でご提供いたします。

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1901** とご連絡ください。

部品番号	品名	価格(円、税抜)
5190-5265	エコノフィルタ, PTFE, 0.2 μ m, 13mm, 1000個	¥74,000→ キャンペーン価格 ¥55,500
5190-5272	エコノフィルタ, ナイロン, 0.45 μ m, 25mm, 1000個	¥74,000→ キャンペーン価格 ¥55,500
5190-5307	エコノフィルタ, 再生セルロース, 0.45 μ m, 25mm, 1000個	¥152,000→ キャンペーン価格 ¥114,000
5191-5933	フィルタバイアル, 0.45 μ m PTFE、100個	¥35,000→ キャンペーン価格 ¥26,250
5191-5934	フィルタバイアル, 0.20 μ m PTFE、100個	¥35,000→ キャンペーン価格 ¥26,250
5191-5939	フィルタバイアル, 0.45 μ m RC、100個	¥35,000→ キャンペーン価格 ¥26,250
5191-5940	フィルタバイアル, 0.20 μ m RC、100個	¥35,000→ キャンペーン価格 ¥26,250

その他キャンペーン対象製品はこちら <http://www.agilent.co.jp/chem/2021springlist>

加圧式マニホールド

固相抽出 (SPE)、保持型液液抽出 (SLE)、ろ過 (除タンパク処理) のような、カートリッジと 96 ウェルプレートの加圧処理には、従来の真空処理よりも多くのメリットがあります。一部のポートが未使用または空になった場合でも、すべてのポートで一貫したガス流量を維持できるような独自の流量制限ポートが備えられています。



部品番号	品名	価格(円、税抜)
5191-4101	PPM-48 加圧式マニホールド, カートリッジ用	¥644,000→ キャンペーン価格 ¥322,000
5191-4116	PPM-96 加圧式マニホールド, ウェルプレート用	¥617,000→ キャンペーン価格 ¥308,500

キャンペーン内容

加圧式マニホールド製品をお買い上げいただけますと、定価より**50%OFF**でご提供いたします。

※こちらのキャンペーンのご利用に際しては、アジレントまたは担当営業にお問合せください。

キャンペーン期間 **2021年6月30日まで**

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111 www.agilent.com/chem/jp
DE44270.9134027778

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っていません。本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

 **Agilent**
Trusted Answers