

MonoSpinシリーズ アカデミックキャンペーン

2021年
11月1日(月)~2022年
2月28日(月)

大学・教育機関に所属されるお客様を対象に、日頃の感謝を込めて
値引きキャンペーンを実施いたします。

MonoSpinシリーズが対象です。

この機会に是非弊社MonoSpinカラムをお試しく下さい。

同時期に実施しております、LCカラムキャンペーンと合わせ、
前処理-カラム分析両面からサポートさせていただきます。



大学・教育機関に所属するお客様を対象に
MonoSpinカラムを
30%OFF でご提供いたします。

キャンペーン対象カラム

<MonoSpinシリーズ>

MonoSpin C18	MonoSpin Ph
MonoSpin C18-AX	MonoSpin C18-CX
MonoSpin SAX	MonoSpin SCX
MonoSpin NH2	MonoSpin CBA
MonoSpin Amide	MonoSpin PBA
MonoSpin TiO	MonoSpin Trypsin
MonoSpin ME	MonoSpin Phospholipid

<MonoSpin Proシリーズ>

MonoSpin ProA
MonoSpin ProG
MonoSpin ProL



MonoSpinカラムアカデミックキャンペーン

MonoSpinカラムの種類と特長

カラムの種類	官能基	特長
MonoSpin C18	Monolith—(CH ₂) ₁₇ CH ₃	MonoSpin C18オクタデシル基を結合し、逆相分配相互作用をもつカラムです。
MonoSpin C18-AX	Monolith— $\begin{matrix} (CH_2)_{17}CH_3 \\ \\ (CH_2)_3-N^+-C(CH_3)_3 \\ \\ Cl^- \end{matrix}$	オクタデシル基と4級アンモニウム基の両方を化学修飾したミックスモードタイプです。
MonoSpin C18-CX	Monolith— $\begin{matrix} (CH_2)_{17}CH_3 \\ \\ (CH_2)_3-C_6H_4-SO_3^- \end{matrix}$	オクタデシル基とベンゼンスルホン酸基を結合したカラムです。
MonoSpin SAX	Monolith— $\begin{matrix} Cl^- \\ \\ (CH_2)_3-N^+-C(CH_3)_3 \end{matrix}$	4級アンモニウム基を結合したカラムです。
MonoSpin SCX	Monolith—(CH ₂) ₃ -C ₆ H ₄ -SO ₃ ⁻	プロピルベンゼンスルホン酸を結合したカラムです。
MonoSpin NH ₂	Monolith—(CH ₂) ₃ -NH ₂	アミノプロピル基を結合したカラムです。
MonoSpin Amide	Monolith—	アミド基を結合したカラムです。
MonoSpin CBA	Monolith—	カルボキシル基を結合したカラムです。
MonoSpin PBA	Monolith—	フェニルホウ酸を結合した選択性の高いカラムです。
MonoSpin ProA	Monolith—Protein A	Protein A を固定化したアフィニティ担体です。



MonoSpin総合カタログ

その他のMonoSpinの詳細については、弊社ホームページをご参照いただくか、「MonoSpin総合カタログ」の送付をご依頼ください。

➤ 弊社ホームページにアプリケーションを多数掲載しています。



製品詳細ページ



MonoSpin使用方法（動画）



インターネット検索/テクニカルノート



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636
総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2021年10月時点のものです。