

スペクトロスコピー

15%OFF  
キャンペーン

原子吸光・ICP-OES・  
MP-AES・ICP-MS 用消耗品

2022年3月版



キャンペーン対象アジレント原子吸光・ICP-OES・MP-AES・  
ICP-MS 用消耗品をお買い上げいただけると、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。



キャンペーン期間 2022年 **4月28日** (木) ご注文分まで

キャンペーンコード **2129**

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード **2129** とご連絡ください。

#### キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
5610102700	鉄 -Fe, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1 個	¥59,000	<b>¥50,150</b>
5610106800	亜鉛 -Zn, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1 個	¥59,000	<b>¥50,150</b>
G8020-68002	フルデマンタブルトーチキット、1.4 mm 内径 1.4 mm インジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付	1 個	¥190,000	<b>¥161,500</b>
G8020-68003	フルデマンタブルトーチキット、イナート 内径 1.8 mm イナート (アルミナ) インジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付	1 個	¥226,000	<b>¥192,100</b>
6310001200	パーティションチューブ、パイロコート	10 個	¥65,000	<b>¥55,250</b>
2010090400	一体型石英トーチ、アキシヤル、内径 2.4 mm インジェクタ	1 個	¥84,000	<b>¥71,400</b>
G8010-60293	OneNeb シリーズ 2, 不活性 ICP ネブライザ	1 個	¥110,000	<b>¥93,500</b>
G3280-67040	77/79/88 用ニッケル・サンプリングコーン	1 個	¥65,000	<b>¥55,250</b>
G3280-67036	77/79/88 用白金サンプリングコーン (10φ インサート)	1 個	¥323,000	<b>¥274,550</b>
G3280-67041	77e/x/88x 用ニッケル・スキマコーン	1 個	¥55,000	<b>¥46,750</b>
G3280-67064	77s/79s/88s 用白金スキマコーン	1 個	¥222,000	<b>¥188,700</b>
G3280-67142	77s/79s/88s 用ニッケルめっき白金サンプリングコーン	1 個	¥352,000	<b>¥299,200</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。  
※ 2022年4月に価格改訂予定です。4月以降の価格につきましてはお問い合わせください。

キャンペーン対象製品は  
こちら

[www.agilent.co.jp/chem/  
spsd-supplylist2022](http://www.agilent.co.jp/chem/spsd-supplylist2022)



 **Agilent**  
Trusted Answers

注目  
製品

# ネブライザクリーナー・拡大鏡

キャンペーン対象アジレント原子吸光・ICP-OES・MP-AES・ICP-MS 用消耗品をお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。


15%  
OFF

キャンペーン期間 2022年4月28日(木) ご注文分まで

キャンペーンコード **2129**

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード **2129** とご連絡ください。

**ネブライザクリーナー**：ネブライザの詰まりを解消することで、ICP-OESの生産性が向上します。定期的なクリーニングにご活用ください。  
**拡大鏡**：ICP-MSのサンプリングコーン、スキマコーンの開口部の点検部に便利です。汚れ、詰まり、損傷を確認し、定期的なメンテナンス判断ができます。インタフェースコーンとセットになったお得なコーンケアキットもご利用いただけます。



部品番号	品名	個数	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
G3266-80020	ネブライザクリーナー	1個	¥58,000	¥49,300
	ICP-OES, ICP-MS 用同軸ネブライザー用、一部他社製も対応 ※ネブライザクリーナーはガラスネブライザのみ使用できます。OneNeb ネブライザやV グローブネブライザでは使用できません。ガラスまたは石英製のサンプル導入コンポーネントに、フッ酸を使用しないでください。			
5190-9614	拡大鏡 10X, LED lit × 1個	1個	¥20,000	¥17,000
5067-0294	ニッケルコーンケアキット	1個	¥143,000	¥121,500
	G3280-67040 ニッケルサンプリングコーン× 2、5190-9614 拡大鏡× 1、 G3280-67009 グラファイトガスケット 3個× 1、9300-2574 綿棒 100本× 1			
5067-0296	プラチナコーンケアキット	1個	¥714,000	¥606,900
	G3280-67036 プラチナサンプリングコーン× 2、5190-9614 拡大鏡× 1、 G3280-67009 グラファイトガスケット 3個× 1、9300-2574 綿棒 100本× 1			

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。  
※2022年4月に価格改訂予定です。4月以降の価格につきましてはお問い合わせください。

キャンペーン対象製品は  
こちら

[www.agilent.co.jp/chem/  
spsd-supplylist2022](http://www.agilent.co.jp/chem/spsd-supplylist2022)



アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111  
[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)  
DE38268698

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。  
納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。  
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。  
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませよう願ひ申し上げます。

 **Agilent**  
Trusted Answers