

HPLC, LC/MSカラム

アカデミックキャンペーン



大学・教育機関に所属するお客様を対象に

HPLC, LC/MSカラム InertSustain、Inertsil を

40%OFF でご提供いたします。

キャンペーン期間

2022年11月1日(火)～2023年2月28日(火)

キャンペーン対象カラム



< InertSustain シリーズ > < Inertsil シリーズ >

InertSustain C18
InertSustain AQ-C18
InertSustainSwift C18
InertSustain AX-C18
InertSustainBio C18
InertSustain C8
InertSustainSwift C8
InertSustain Cyano
InertSustain PFP
InertSustain Phenylhexyl
InertSustain Amide
InertSustain Phenyl
InertSustain NH2

Inertsil ODS-HL
Inertsil ODS-4
Inertsil ODS-4V
Inertsil ODS-3
Inertsil ODS-3V
Inertsil ODS-2
Inertsil ODS
Inertsil ODS-SP
Inertsil ODS-P
Inertsil ODS-EP
Inertsil Sulfa C18
Inertsil Acrolein C18

Inertsil C8-4
Inertsil C8-3
Inertsil C8
Inertsil Ph-3
Inertsil Ph
Inertsil WP300 C18
Inertsil WP300 C8
Inertsil WP300 C4
Inertsil SIL-100A
Inertsil SIL-150A
Inertsil WP300 SIL

Inertsil HILIC
Inertsil NH2
Inertsil AX
Inertsil CX
Inertsil Diol
Inertsil WP300 Diol
Inertsil CN-3

< その他 >

NEW!
InertCore Plus C18
MonoCap シリーズ
MonoTower
MonoClad
MonoSelect シリーズ
SFC 対応カラム


注1) 上記の充填剤の分析・分取・キャピラリーカラム全ての製品（ガードカラムは除く）が対象です。

注2) メタルフリー PEEK カラムも対象製品です。

注3) 他のキャンペーンとの併用は出来ませんのでご了承ください。

InertCore Plus C18

今年の4月に新発売したばかりのInertCore Plus C18もキャンペーン対象製品となっています。
InertCore Plus C18は、非常に優れた性能を持ったコアシェル（表面多孔質型）カラムです。
充填剤の製造を含めた全工程を自社で行い、厳しい出荷基準を設けているため、従来の市販コアシェルカラムで問題となりやすかったロット間の再現性に優れ、バリデーションが求められる分析においても、安心してお使いいただけるカラムです。



特徴

- ・優れた再現性／安定した品質
- ・高い耐久性
- ・高理論段数を実現
- ・低圧力

品名

InertCore Plus C18 2.6µm 4.6x100mm

Cat. No.

5020-17521

通常価格

71,000円



キャンペーン価格

42,600円

※他のサイズもキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。

その他の主なLCカラムの種類と特長

カラムの種類	官能基	特長
InertSustain C18	Si—C ₁₈ H ₃₇	高不活性、高耐久性ファーストチョイス ODS カラム
InertSustain AQ-C18	Si—C ₁₈ H ₃₇	高極性化合物の保持に優れたODS カラム
InertSustainSwift C18	Si—C ₁₈ H ₃₇	高不活性、高耐久性で高速分析に最適な ODS カラム
InertSustain AX-C18	Si—C ₁₈ H ₃₇ —NR ₂	酸性化合物の保持に優れたミックスモードカラム
Inertsil ODS-HL	Si—C ₁₈ H ₃₇	立体選択性と不活性度を高いレベルで両立させたカラム



HPLCカラム総合カタログ

その他のInertSustain、Inertsilの詳細については、弊社ホームページをご参照いただくか、下記QRコードよりカタログをご確認ください。

▶ 弊社ホームページにLCアプリケーションを多数掲載しています。



カタログ



イナートサーチ



テクニカルノート



本社 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
〒163-1130 TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
https://www.gls.co.jp E-mail:info@glsc.co.jp

東京営業部	TEL.03-5323-6611	FAX.03-5323-6622
大阪支店	TEL.06-6220-0500	FAX.06-6220-0601
横浜支店	TEL.045-985-7900	FAX.045-985-7901
東北営業所	TEL.024-534-2191	FAX.024-536-1518
筑波営業所	TEL.029-858-3700	FAX.029-858-3780
北関東営業所	TEL.048-778-5001	FAX.048-778-5005
千葉営業所	TEL.043-248-2441	FAX.043-248-2485
名古屋営業所	TEL.052-931-1761	FAX.052-931-1814
広島営業所	TEL.082-233-1101	FAX.082-233-1110
九州営業所	TEL.092-738-6633	FAX.092-738-6636
カスタマーサポートセンター	TEL.04-2934-1100	FAX.04-2934-3361

- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。