

日立HPLC Primaide

Hitachi High Performance Liquid Chromatograph

50

セット限定

特別価格 アカデミアキャンペーン

【キャンペーン期間】 2022年11月18日（金）～2023年3月31日（金）

大学や教育機関に所属されるお客様を対象とした、日立HPLC Primaideの特別価格キャンペーンとなります。ご使用のデータ処理機をそのまま利用できる①マニュアルUVシステムと、幅広い分析が可能な②マニュアルDADシステムを用意しました。



キャンペーンサイト

① マニュアルUVシステム

ペンレコーダーやインテグレーターをお持ちのお客様向けのマニュアルUVシステム。



¥2,257,400

30%OFF

¥1,580,000

① マニュアルUVシステム 内訳 (データ処理ソフトウェアなし)

- ・Primaide1110 ポンプUIパッド付
- ・Primaide1410 UV検出器 UIパッド付
- ・Primaideオーガナイザー
- ・手動Sample InjectorVI-11-G

注1) 据付調整作業費は含まれていません。別途お問い合わせください。
注2) オートサンプラー、カラムオープン、グラジエント機能、脱気装置など後付け可能です。

② マニュアルDADシステム

ポンプ流量0.001~9.999 mL/min(グラジエント機能付)とDAD検出器を組み合わせた、幅広い分析が可能なシステム。カラムによりセミ分取でも利用可能。



¥5,185,800

40%OFF

¥3,100,000

② マニュアルDADシステム 内訳 (ChromAssistデータステーション付き)

- ・Primaide1110 ポンプUIパッド無し
(低圧グラジエント付)
- ・Primaide1110用デガッサ
- ・Primaide1430 DAD検出器
- ・Primaideオーガナイザー
- ・手動 Sample InjectorVI-11-G
- ・ChromAssistデータステーション
- ・ChromAssist用PC (Windows10 office無し)

注1) 据付調整作業費は含まれていません。別途お問い合わせください。
注2) オートサンプラーやカラムオープンなど、後付け可能です。



カタログ請求はこちら



ChromAssist
データステーション



動画で操作を
体験できます!



セミ分取HPLC関連製品

自動リサイクルバルブ

リサイクル分離は、同じカラムに複数回サンプルを通過させて分離を改善する手法です。リサイクル中は閉鎖系で溶媒の消費量削減にもつながります。



フラクションコレクター CHF122SC

分取には欠かせないフラクションコレクター。多彩な分画モードを搭載し、多種多様な分画容器にも対応しています。



製品カタログ

キャリア溶媒回収装置 SR671

ピーク検出時以外は溶離液を回収、再利用することによりコスト削減につながります。



製品サイト

前処理やカラムの選択方法、分析に関するご相談をお受けしています。
オンラインでもご説明可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

hitachi_hplc@glsc.co.jp



実機Online紹介



分析・カラムの選択



前処理方法

HPLC,LC/MSカラム・MonoSpinシリーズ アカデミックキャンペーン

2022年11月1日(火)～2023年2月28日(火)まで、HPLC,LC/MSカラムと前処理用スピンカラムについてアカデミックキャンペーンを開催しています。カラム内径14 mmや分取カラムも対象となります。



HPLC,LC/MSカラム
MonoSpinシリーズ
アカデミックキャンペーン

分取の上手な使い方

ジーエルサイエンスのWebサイトでは、スケールアップや負荷量の検討など、分取についての上手な使い方について解説をしています。

	4.6 mm	10 mm	14 mm
カラム内径	4.6 mm	10 mm	14 mm
カラム断面積	16.6 mm ²	78.5 mm ²	154 mm ²
断面積比*1	1	4.7	9.3

分取の上手な使い方



本社 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
〒163-1130 TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.glsc.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp

東京営業部	TEL.03-5323-6611	FAX.03-5323-6622
大阪支店	TEL.06-6220-0500	FAX.06-6220-0601
横浜支店	TEL.045-985-7900	FAX.045-985-7901
東北営業所	TEL.024-534-2191	FAX.024-536-1518
筑波営業所	TEL.029-858-3700	FAX.029-858-3780
北関東営業所	TEL.048-778-5001	FAX.048-778-5005
千葉営業所	TEL.043-248-2441	FAX.043-248-2485
名古屋営業所	TEL.052-931-1761	FAX.052-931-1814
広島営業所	TEL.082-233-1101	FAX.082-233-1110
九州営業所	TEL.092-738-6633	FAX.092-738-6636
カスタマーサポートセンター	TEL.04-2934-1100	FAX.04-2934-3361

- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。