

分取HPLCシステム PrepAce

# オリジナルパッケージキャンペーン

基本的な分取LCが可能なシステム構成を


お求めやすい価格でご用意しました。

- ✓ マニュアル注入タイプ
- ✓ PCソフトウェアでの条件設定・データ取り込み可
- ✓ フラクションコレクターによる自動分取可



通常価格

~~¥4,449,000~~



キャンペーン価格

**¥2,800,000**

(PC、制御ソフトウェア付)

※カラム、据付調整費は含みません。  
※期間内であっても5システム受注した時点でキャンペーン終了です。

キャンペーン期間 2022年12月1日(木)～2023年2月17日(金)

限定 **5** システム


# システム構成

ユニット	詳細
システムコントローラー	SC909
制御ソフトウェア	ノートパソコン PrepAceソフトウェア
送液ポンプ	PU914
マニュアルインジェクター	ループ容量 5 mL ローターシール材質：PEEK
カラムホルダー	内径20 mm用
UV検出器	UV10D フローセル付き（光路長3 mm、容量2 $\mu$ L）
フラクションコレクター	FC906 試験管13本用ラック付き

※PCはWindows10搭載のノート型で、Officeは含みません。

## ソフトウェア画面例

分取に特化した専用ソフトウェアを搭載しています。



その他詳細については、QRコードよりカタログをご確認ください。



PrepAceカタログ



支える、あらゆる分析を。

本社 東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー30F  
〒163-1130 TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622  
https://www.gls.co.jp E-mail:info@glsc.co.jp

東京営業部	TEL.03-5323-6611	FAX.03-5323-6622
大阪支店	TEL.06-6220-0500	FAX.06-6220-0601
横浜支店	TEL.045-985-7900	FAX.045-985-7901
東北営業所	TEL.024-534-2191	FAX.024-536-1518
筑波営業所	TEL.029-858-3700	FAX.029-858-3780
北関東営業所	TEL.048-778-5001	FAX.048-778-5005
千葉営業所	TEL.043-248-2441	FAX.043-248-2485
名古屋営業所	TEL.052-931-1761	FAX.052-931-1814
広島営業所	TEL.082-233-1101	FAX.082-233-1110
九州営業所	TEL.092-738-6633	FAX.092-738-6636
カスタマーサポートセンター	TEL.04-2934-1100	FAX.04-2934-3361

- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。