

食品・農産物中残留農薬分析用 試料前処理キット

# QuEChERS キット 新発売キャンペーン

25%  
OFF



InertSepシリーズに新たに**QuEChERS キット**が加わりました。新発売を記念し**25 %OFF**でご提供します！

キャンペーン期間

2025年 **3月10日**(月) ~ **5月30日**(金) ご注文分まで

## QuEChERS キットの特長

・ **高純度のクオリティ**

残留農薬分析で定評のあるInertSepの充填剤を使用し、高い抽出効率と再現性を実現しました。

・ **高い互換性**

AOAC 2007.01やEN 15662などの国際標準に準拠したキットで、信頼性の高い抽出と安定した結果を提供します。

・ **精製時における高い回収率**

高度に不活性化処理された材料を採用し、残留農薬分析の精度と信頼度を向上させます。

対象製品

抽出キット 価格表

メソッド	キット内容	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
AOAC 2007.01	MgSO <sub>4</sub> (6 g)、酢酸ナトリウム(1.5 g)、50 mL チューブ	50キット	5010-10000	23,000	17,250
AOAC 2007.01	MgSO <sub>4</sub> (6 g)、酢酸ナトリウム(1.5 g)	50キット	5010-10001	19,000	14,250
EN 15662	MgSO <sub>4</sub> (4 g)、NaCl(1 g)、クエン酸三ナトリウム二水和物(1 g)、クエン酸二ナトリウム1.5水和物(0.5 g)、50 mL チューブ	50キット	5010-10002	23,000	17,250
EN 15662	MgSO <sub>4</sub> (4 g)、NaCl(1 g)、クエン酸三ナトリウム二水和物(1 g)、クエン酸二ナトリウム1.5水和物(0.5 g)	50キット	5010-10003	19,000	14,250

dSPEキット 価格表

試料の種類	メソッド	チューブ容量	MgSO <sub>4</sub>	PSA	C18	GC-e	SI	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
一般的な果物や野菜	EN Original	2 mL	150 mg	25 mg	-	-	-	100キット	5010-10010	18,500	13,875
	AOAC 2007.01	2 mL	150 mg	50 mg	-	-	-	100キット	5010-10011	18,500	13,875
	EN Original	15 mL	900 mg	150 mg	-	-	-	50キット	5010-10012	17,000	12,750
	AOAC 2007.01	15 mL	1200 mg	400 mg	-	-	-	50キット	5010-10013	17,000	12,750
脂肪やワックスを含む食品	Mini-multiresidue	2 mL	150 mg	25 mg	25 mg	-	-	100キット	5010-10014	18,500	13,875
	AOAC 2007.01	2 mL	150 mg	50 mg	50 mg	-	-	100キット	5010-10015	18,500	13,875
	AOAC 2007.01	15 mL	1200 mg	400 mg	-	400 mg	-	50キット	5010-10016	26,000	19,500
	EN 15662	15 mL	900 mg	150 mg	150 mg	-	-	50キット	5010-10017	17,000	12,750
色素を含む果物や野菜	AOAC 2007.01	15 mL	1200 mg	400 mg	400 mg	-	-	50キット	5010-10018	17,000	12,750
	EN 15662	2 mL	150 mg	25 mg	-	2.5 mg	-	100キット	5010-10019	25,000	18,750
	AOAC 2007.01	2 mL	150 mg	50 mg	-	50 mg	-	100キット	5010-10020	29,500	22,125
	AOAC 2007.01	15 mL	1200 mg	400 mg	400 mg	400 mg	-	50キット	5010-10021	37,500	28,125
色素の多い果物や野菜	EN 15662	15 mL	900 mg	150 mg	-	15 mg	-	50キット	5010-10022	20,500	15,375
	EN 15662	2 mL	150 mg	25 mg	-	7.5 mg	-	100キット	5010-10023	26,000	19,500
	AOAC 2007.01	2 mL	150 mg	50 mg	50 mg	50 mg	-	100キット	5010-10024	31,500	23,625
	EN 15662	15 mL	900 mg	150 mg	-	45 mg	-	50キット	5010-10025	20,500	15,375
食肉中の残留農薬	-	15 mL	900 mg	300 mg	-	150 mg	-	50キット	5010-10032	28,000	21,000
	AOAC 2007.01	2 mL	150 mg	-	25 mg	-	-	100キット	5010-10026	21,500	16,125
	AOAC 2007.01	15 mL	900 mg	-	150 mg	-	-	50キット	5010-10027	19,500	14,625
汎用	AOAC 2007.01	2 mL	150 mg	50 mg	50 mg	7.5 mg	-	100キット	5010-10028	27,500	20,625
	AOAC 2007.01	15 mL	1200 mg	400 mg	400 mg	45 mg	-	50キット	5010-10029	24,500	18,375
-	2020 Chinese Pharmacopoeia	15 mL	900 mg	300 mg	300 mg	90 mg	300 mg	50キット	5010-10030	35,000	26,250
	NY/T 1380-2007	15 mL	300 mg	100 mg	100 mg	-	-	50キット	5010-10031	20,500	15,375

QuEChERS キットの詳細は、  
右の二次元コードよりご確認ください。



製品ページ



ジエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F  
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622  
https://www.gls.co.jp

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター  
TEL.04-2934-1100  
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00  
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告なしに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。