

分取HPLCシステム PrepAce

オリジナルパッケージキャンペーン

基本的な分取LCが可能なシステム構成を


お求めやすい価格でご用意しました。

- ✓ マニュアル注入タイプ
- ✓ PCソフトウェアでの条件設定・データ取り込み可
- ✓ フラクションコレクターによる自動分取可



通常価格

~~¥4,450,500~~



キャンペーン価格

¥2,900,000

(PC、制御ソフトウェア付)

※カラム、据付調整費は含みません。

キャンペーン期間

2023年8月1日(火)～12月26日(火)


システム構成

ユニット	詳細
システムコントローラー	SC909
制御ソフトウェア	ノートパソコン PrepAceソフトウェア
送液ポンプ	PU914
マニュアルインジェクター	ループ容量 5 mL ローターシール材質：PEEK
カラムホルダー	内径20 mm用（外径27 mm）
UV検出器	UV10D フローセル付き（光路長3 mm、容量2 μ L）
フラクションコレクター	FC906 試験管13本用ラック付き

※PCはWindows11 Pro搭載のノート型で、Officeは含みません。

ソフトウェア画面例

分取に特化した専用ソフトウェアを搭載しています。



PrepAceカタログ

その他詳細については、QRコードよりカタログをご確認ください。



支える、あらゆる分析を。

ジエールサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。