

HPLC, LC/MSカラム

IM Columnお試しキャンペーン



この度、PEEKカラムに続く新しいメタルフリーカラムとして

IM Column が新登場しました。

IM Columnは、当社独自の金属表面処理技術“**InertMask**”をステンレスカラム管に施した製品で、カラム管由来の金属配位性吸着を防止し、高感度かつ優れたピーク形状を実現します。

また、PEEKカラムの場合、耐圧の点からガードカラムの製作が難しいですが、IM Columnではガードカラムもご用意できます。

充填剤には、InertSustainシリーズの5種類からお選びいただけます。

この機会を記念して、IM Columnを **40%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間

2023年**12月1日(金)**～2024年**3月29日(金)**

対象製品

IM Column 製品 (ガードカラムも含む)

(InertSustain C18, InertSustain AQ-C18, InertSustainSwift C18, InertSustain AX-C18, InertSustain Amide)




製品情報

特長

- 金属配位性吸着を抑制（高感度・優れたピーク形状を実現）
- 高耐圧ガードカラムをラインアップ

IM Columnの カラム管内壁イメージ



IM Column（分析カラム）

IM Column / InertSustain C18

粒子径	長さ (mm)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
2 μm	50	5020-32000	98,000	58,800
	100	5020-32001	104,000	62,400
	150	5020-32002	116,000	69,600
3 μm	50	5020-32003	93,000	55,800
	100	5020-32004	98,000	58,800
	150	5020-32005	103,000	61,800

IM Column / InertSustain AQ-C18

粒子径	長さ (mm)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
1.9 μm	50	5020-32006	98,000	58,800
	100	5020-32007	104,000	62,400
	150	5020-32008	116,000	69,600
3 μm	50	5020-32009	93,000	55,800
	100	5020-32010	98,000	58,800
	150	5020-32011	103,000	61,800

IM Column / InertSustainSwift C18

粒子径	長さ (mm)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
1.9 μm	50	5020-32012	98,000	58,800
	100	5020-32013	104,000	62,400
	150	5020-32014	116,000	69,600
3 μm	50	5020-32015	93,000	55,800
	100	5020-32016	98,000	58,800
	150	5020-32017	103,000	61,800

IM Column / InertSustain AX-C18

粒子径	長さ (mm)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
3 μm	150	5020-32018	103,000	61,800

IM Column / InertSustain Amide

粒子径	長さ (mm)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
1.9 μm	50	5020-32019	98,000	58,800
	100	5020-32020	104,000	62,400
	150	5020-32021	116,000	69,600
3 μm	50	5020-32022	93,000	55,800
	100	5020-32023	98,000	58,800
	150	5020-32024	103,000	61,800

注) ジョイント形式は全て、パーカー型 (UPタイプ) です。

IM Column Guard（ガードカラム）

交換カートリッジのみ（2本）

充填剤	長さ (mm)	内径 (mm)	粒子径 1.9 μm	粒子径 2 μm	価格	キャンペーン価格	粒子径 3 μm	価格	キャンペーン価格
InertSustain C18	10	2.1	-	5020-32030	52,000	31,200	5020-32032	50,000	30,000
InertSustain AQ-C18			5020-32034	-	52,000	31,200	5020-32036	50,000	30,000
InertSustain Swift C18			5020-32038	-	52,000	31,200	5020-32040	50,000	30,000
InertSustain AX-C18			-	-	-	-	5020-32042	50,000	30,000
InertSustain Amide			5020-32044	-	52,000	31,200	5020-32046	50,000	30,000

カートリッジ（2本）+ホルダー（1個）セット

充填剤	長さ (mm)	内径 (mm)	粒子径 1.9 μm	粒子径 2 μm	価格	キャンペーン価格	粒子径 3 μm	価格	キャンペーン価格
InertSustain C18	10	2.1	-	5020-32031	71,000	42,600	5020-32033	69,000	41,400
InertSustain AQ-C18			5020-32035	-	71,000	42,600	5020-32037	69,000	41,400
InertSustain Swift C18			5020-32039	-	71,000	42,600	5020-32041	69,000	41,400
InertSustain AX-C18			-	-	-	-	5020-32043	69,000	41,400
InertSustain Amide			5020-32045	-	71,000	42,600	5020-32047	69,000	41,400

注) ガードカラムホルダーは「ガードカラム for UHPLC用ホルダー (Cat.No. 5020-08630)」を使用しています。
 ガードカラムホルダーはInertMask処理を施していません。
 ガードカラムホルダーの接続ジョイントは、以下のとおりです。
 カラム接続側：外径1/16インチ、内径0.18 mm、長さ20 mmのチューブが固定されています。
 装置接続側：チューブ先端長2.4 mmの1/16インチネジとなっています。



ジエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
 TEL.04-2934-1100
 受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。