

アジレント 年度末 HPLC カラムキャンペーン

ZORBAX、Poroshell、Agilent Bio、PL カラム (PLRP-S) など
アジレントの HPLC カラムが期間限定でお得です！

ZORBAX HPLC カラム

優れた分離を実現する、理想的な HPLC カラム

ZORBAX HPLC カラムはシリカ基材のカラムで、お客様のサンプル・分析条件に適用できるよう、様々なラインナップが用意されています。一般的な分析条件から過酷な分析条件まで、それぞれに相応しいカラムを選択することで、優れた分析結果を導き出すことができます。



デモカラム実施中！

主な仕様

名称	Eclipse Plus C18	Eclipse Plus C8	Eclipse Plus Phenyl-Hexyl	SB-C18	SB-C8	SB-CN	SB-Phenyl	SB-Aq	Extend-C18	Eclipse PAH	Bonus-RP	Pursuit XRs C18	Pursuit XRs C8	Pursuit XRs Diphenyl	Pursuit C18	Pursuit C8	Pursuit Diphenyl	Pursuit PFP	Pursuit PAH
ポアサイズ	95 Å			80 Å								100 Å			200 Å				
pH 範囲	2 ~ 9			1 ~ 8				2 ~ 11.5	2 ~ 8	1 ~ 8	2 ~ 8								
温度上限 *	60°C			90°C	80°C				60°C	80°C	90°C	80°C							
エンドキャップ	あり			なし				あり	なし	あり	なし								
炭素量	9%	7%	9%	10%	5.5%	4%	5.5%	非公開	12.5%	10%	9.5%	22%	15%	14.6%	12.9%	7.4%	7.3%	非公開	

* : pH 6 以上以上では SB シリーズ以外を推奨。また、中性域より高い pH では耐久性が低下します。

カラムサイズ・価格などの詳細は、アジレントの Web サイトをご覧ください。担当営業にお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象 HPLC カラムをお買い上げいただけると、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間 : 2024 年 3 月 29 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2701** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<https://aglt.co/2APi>

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。



AdvanceBio バイオ HPLC カラム


ペプチド分析向けコアシェル型カラム

AdvanceBio ペプチドプラス

AdvanceBio ペプチドマッピング

〈ペプチドプラスカラム 特徴〉

- 粒子径 2.7 μm の表面多孔性充填剤カラム
- 充填剤表面にプラスチャージの修飾
- ギ酸移動相でも良好なピーク形状
- ペプチド標準品の試験データ付き



仕様	ペプチドプラス	ペプチドマッピング
粒子径	2.7 μm	2.7 μm
ポアサイズ	100 \AA	120 \AA
pH 範囲	1 ~ 11	2 ~ 9
温度上限	90 $^{\circ}\text{C}$	60 $^{\circ}\text{C}$
耐圧	60 MPa *	60 MPa *

* 内径 1mm 以下を除く

幅広いポアサイズで高分子バイオ医薬品の
有力な選択肢

PLRP-S ポリマ系逆相カラム

〈PLRP-S カラム 特徴〉

- 基材そのものが疎水性を持ち、結合相の付加が無い
- シリカ系カラムで問題となる二次的相互作用がない
- ポアサイズは 4000 \AA までラインアップ
- マクロポーラス型の頑丈なポリマーで、化学的にも物理的にも高い安定性

仕様	PLRP-S
粒子径	3 ~ 70 μm
ポアサイズ	100 \AA , 300 \AA , 1000 \AA , 4000 \AA
pH 範囲	1 ~ 14
温度上限	200 $^{\circ}\text{C}$
耐圧	粒子径により異なる (3 μm では 30 MPa)


新製品

InfinityLab クイックターンフィッティング付クイックチェンジインラインフィルタ

InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタに、クイックターンフィッティングが
接続したものが発売になりました。

従来のインラインフィルタはインジェクションバルブや、ポンプヘッドに接続するための
キャピラリーが接続されていましたが、新製品のインラインフィルタは、クイックター
ンフィッティングが取り付けられているため、直接 LC カラムに接続が可能です。

※こちらキャンペーン対象外になります。



部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5067-1606	クイックターンフィッティング付クイックチェンジインラインフィルタアセンブリ ※フィルタディスク 5 個入り (内径 4.6 mm, ポアサイズ 0.5 μm)	1/pk	¥72,000
5067-1607	クイックターンフィッティング付クイックチェンジインラインフィルタアセンブリ ※フィルタディスク 5 個入り (内径 2.1 mm, ポアサイズ 0.2 μm)	1/pk	¥72,000

キャンペーン内容

キャンペーン対象 HPLC カラムをお買い上げいただくと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2024 年 3 月 29 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2701** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<https://aglt.co/2APi>

アジレント・テクノロジー株式会社

DE09213486

〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

フリーダイヤル 0120-477-111

www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers