

アジレント 年度末バイアルキャンペーン

バイアル・バイアル関連製品のまとめ買いにご利用ください。

キャンペーン対象製品

バイアル、キャップ、セプタム、ウェルプレート、シーリングマット、オートクリンパ、マニュアルクリンパ



キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5182-0714	スクリーバイアル, 2 mL, 広口, 透明, 100 個	1/pk	¥3,200 → キャンペーン価格 ¥2,560
5188-6535	スクリーバイアル, 2 mL, 広口, 茶色, 100 個	1/pk	¥3,200 → キャンペーン価格 ¥2,560
5185-5824	青スクリーキャップ, 圧着, スリット入 PTFE/ シリコン, 100 個	1/pk	¥5,400 → キャンペーン価格 ¥4,320
5185-5823	青スクリーキャップ, 圧着, PTFE/ シリコン, 100 個	1/pk	¥3,800 → キャンペーン価格 ¥3,040
5190-2288	20 mL, ヘッドスペースバイアル, 目盛 & ラベル付, 透明, 100 個	1/pk	¥6,700 → キャンペーン価格 ¥5,360
5183-4474	ヘッドスペースクリンパバイアル, 丸底, 20 mL, 透明, 100 個	1/pk	¥6,100 → キャンペーン価格 ¥4,880
5183-4478	セプタム付 20 mm クリンパキャップ, 安全構造 PTFESi, 100 個	1/pk	¥10,000 → キャンペーン価格 ¥8,000
5043-9308	InfinityLab 96 ウェルプレート, 1.2 mL, 丸型, U 字, 高さ 27 mm	25/pk	¥23,000 → キャンペーン価格 ¥18,400
5191-5616	A-Line オートクリンパ, 11 mm, リチウムイオンバッテリー付	1/pk	¥122,000 → キャンペーン価格 ¥97,600
5191-5614	A-Line オートデキャッパ, 11 mm, リチウムイオンバッテリー付	1/pk	¥122,000 → キャンペーン価格 ¥97,600

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象バイアルおよびバイアル関連製品をお買い上げいただけると、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2024年3月29日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2701** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<https://aglt.co/2APi>

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。

アジレント年度末ガスフィルタキャンペーン

機器メンテナンスの際、ガスフィルタ・カートリッジを交換しましょう。

アジレントのガスフィルタ製品は、クリーンなガスを供給し、カラムの損傷や感度の低下、機器のダウンタイムといったリスクを低減します。

ヘリウム不足への対応のために、ガスフィルタを使用して一般用ヘリウム (99.995 %) の純度を上げる方法がございます。詳しくはお問合せください。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
ガススクリーンフィルタスタータキット		
CP736530	ガススクリーンフィルタキット, 1/8 インチ, 4 ポジション	¥250,000 → キャンペーン価格 ¥200,000
CP17976	ガススクリーン GC/MS フィルタキット, 1/8 インチ, 1 ポジション	¥113,000 → キャンペーン価格 ¥90,400
CP17967	<New> ガススクリーン FID キット, 1/8 インチ, 4 ポジション	¥251,000 → キャンペーン価格 ¥200,800
コネクティングユニット (カートリッジベース) (島津 GC 3 mm 配管用) ※島津 GC でも同じカートリッジが使用可能です。		
CP7988P3	コネクティングユニット, 1 フィルタ, ステンレス, 3 mm 用	¥87,000 → キャンペーン価格 ¥69,600
ガススクリーンフィルタ交換用カートリッジ ※インジケータの色が変わっていたら交換です。		
CP17971	ガススクリーン水分除去フィルタ	¥28,000 → キャンペーン価格 ¥22,400
CP17972	ガススクリーンチャコールフィルタ	¥32,000 → キャンペーン価格 ¥25,600
CP17973	ガススクリーン GC/MS フィルタ	¥42,000 → キャンペーン価格 ¥33,600
大型ユニバーサルトラップ ※1年に1回の交換が目安です。		
RMSH-2	大型ユニバーサルトラップ, ヘリウム, GC/MS 用, 1/8 インチ	¥53,000 → キャンペーン価格 ¥42,400
BHT-4	大型炭化水素トラップ, 750 cc, 1/4 インチ用	¥48,000 → キャンペーン価格 ¥38,400
S 字トラップ ※1年に1回の交換が目安です。		
5060-9084	コンディショニング済み水分トラップ, 1/8 インチ	¥38,000 → キャンペーン価格 ¥30,400
5060-9096	コンディショニング済み炭化水素トラップ, 1/8 インチ	¥47,000 → キャンペーン価格 ¥37,600

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象ガスフィルタ製品をお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2024年3月29日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2701** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<https://aglt.co/2API>

アジレント・テクノロジー株式会社
DE61246686
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers